

Nuevas ideas en Odontología



Prevención

SELLADOR DE FISURAS

Clinpro™ Sellador.....	5
------------------------	---

PROFILAXIS

Clinpro™ White Varnish.....	5
Clinpro™ Prophy Powder	5
Clinpro™ Cario L Pop	5

BLANQUEADOR

Zaris™ White & Brite	6
----------------------------	---

Materiales de Restauración

BASES CAVITARIAS

Vitrebond™ Plus	7
Ketac™-Bond / Ketac™ Bond Aplicap	7

RESTAURACIONES PROVISIONALES

Cavit®	7
--------------	---

ÁCIDOS GRABADORES

Scotchbond™ gel grabador ácido	8
RelyX™ condicionador de cerámica	8

ADHESIVOS

Scotchbond™ Dual Cure	8
Scotchbond™ Universal	9
Adper™ Scotchbond 1 XT	9
Adper™ Scotchbond™ Multiadhesión	10
Adper™ Prompt L-Pop	10

COMPOSITES

Z100 MP	11
Filtek™ Z 250.....	12
Filtek™ Z 500.....	13
Filtek™ Supreme XTE Universal.....	13
Filtek™ Supreme XTE Fluido.....	16
Filtek™ P60.....	16
Filtek™ Silorane.....	17
Filtek™ Bulk Fill / Concise.....	18

IONÓMEROS DE VIDRIO

Ketac™ Molar Easy Mix / Ketac™ Molar Aplicap®	19
Ketac™ Molar Quick Aplicap® / Ketac™ Glaze / Ketac™ Conditioner	19
Ketac™ Fil Plus / Ketac™ Fil Plus Aplicap® / Ketac™ Silver	20
Photac Fil Quick Aplicap®	21
Ketac™ Silver Aplicap® / Maxicap®	21
Sistema Aplicap® / Maxicap®	21
Vitremer™ restaurador	22

ACCESORIOS

Accesorios	23
------------------	----

Materiales de Acabado y Pulido

Discos Sof Lex™	25
Sof Lex™ Pop-on discos normales (soporte papel)	25
Sof Lex™ XT Pop-on discos extrafinos (soporte plástico)	25
Tiras	26
Mandriles	26

Maquinaria

Pentamix® 3 / Sistema Penta / Accesorios Penta.....	27
Lámparas de polimerización / Accesorios lámparas LED	27
Capmix®	28
Rotomix®	28

Materiales de Cementación

CEMENTOS TEMPORALES

RelyX™ Temp NE / RelyX™ Temp E.....	31
-------------------------------------	----

CEMENTOS DEFINITIVOS DE CARBOXILATO

Durelon® / Durelon™ Maxicap®	31
------------------------------------	----

CEMENTOS DEFINITIVOS DE RESINA

RelyX™ Unicem 2 Automix	32
RelyX™ Unicem Aplicap	33
RelyX™ Unicem Maxicap	33
RelyX™ Unicem 2 Clicker.....	33
RelyX™ Ultimate	34

CEMENTOS DEFINITIVOS DE IONÓMERO DE VIDRIO

Ketac™ Cem Easy Mix / Ketac™ Cem Plus Clicker / Ketac™ Cem Plus Automix	35
Ketac™ Cem Aplicap® / Ketac™ Cem Maxicap®	36
RelyX™ Luting	36

POSTES DE FIBRA

RelyX™ Fiber Post.....	37
------------------------	----

CEMENTOS DEFINITIVOS DE CARILLAS

RelyX™ Veneer	38
---------------------	----

Materiales Provisionales

MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES

Protemp™ II	39
Protemp™ 4	39

CORONAS

Coronas Protemp™	40
Coronas Policarbonato	41
Coronas Iso-Form	41
Coronas Acero Inoxidable.....	41

INSTRUMENTOS PARA LA FABRICACION DE CORONAS

Alicates de contorneado de coronas	42
Tijeras de coronas	42

Materiales de Impresión

Pasta de retracción gingival ARP.....	45
Impregum™ F	45
Permadyne®	45
Permadyne® Garant (2:1)	45
Impregum™ Garant L DuoSoft / Quick	45
Impregum™ Penta	46
Impregum™ Penta Soft	46
Impregum™ Penta Soft Quick	47
Impregum™ Penta H/L DuoSoft	47
Impregum™ Penta H/L DuoSoft Quick	48
Permadyne® Penta H/L	48
Ramitec® Penta.....	48
Express™ 2 Manual	49
Express™ 2 Heavy Body / Quick	49
Express™ 2 Regular Body / Quick	49
Express™ 2 Light Body Standard / Quick	50
Express™ 2 Light Body Flow / Quick	50
Express™ 2 Ultra Light Body / Quick	50
Express™ 2 Regular	50
Express™ 2 Penta H / Express™ 2 Penta H Quick	51
Express™ 2 Penta H Universal Quick / Express™ 2 Penta Putty	52
Express™ 2 Penta Putty Soft	53
Dimension™ Penta.....	54
Position® Penta / Quick	55
Cubetas Position® Penta	55
Palgat® Plus / Palgat® Plus Quick	55
Imprint® Bite	56
Ramitec®	56
Accesorios Jeringa Elastómeros	56
Jeringas Intraorales.....	56
Accesorios Garant/Penta	57
Piezas / Accesorios para impresores	57
Bloques de mezcla	57
Espátulas / Impresept	57

Protección y Esterilización

Gafas de protección.....	59
Protección Respiratoria.....	60
Esterilización.....	61

Materiales CAD/CAM

Sistema Cojet.....	65
Lava Ultimate	66

Laboratorio

Reprogum® F / Reprogum®	67
Vestogum®	67
Sinfony®	68
Materiales de efecto esmalte y transparente opalescente Sinfony®	70
Polvo opacificador intensivo de 5 gr.	70
Dispensadores de material de dentina opaca.	70
Magic Sinfony® dispensadores de tonos intensivos.	71
Rocatec®	71
Rocatec® Delta	71
Rocatec® Pre.....	71
Rocatec® Plus.....	71
Rocatec® Soft.....	72
Espe Sil.....	72
Rocatec® Junior.....	72
Visio® Bloc.....	72
Visio® Form.....	72
Visio® Alfa	73
Visio® Beta Vario.....	73
Visio® Beta Bomba de Vacío	73
Nimetic® Cem	73



Prevención



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



CLINPRO SELLADOR

Sellador de fosas y fisuras fotopolimerizable, liberador de flúor para fosas y fisuras de esmalte. Protección eficaz para la prevención precoz de caries. La tecnología del cambio de color es una característica exclusiva del sellador Clinpro que le facilitará su trabajo.

12631	70201031401	Estuche de Introducción en Botes 2 x 6 ml bote, 1 x 9 ml Adper Scotchbond Grabador en bote 2 mangos de pincel, 60 puntas de pincel 50 puntas de fibra 1 pocillo mezclador
12636	70201087015	Estuche de Introducción en Jeringas 2 x 12 ml jeringas, 1x 3 ml Adper Scotchbond Grabador en 1 jeringa 20 puntas 1 jeringa negros 25 puntas 1 jeringa grabador azul
12632	70201031526	Reposición Bote x 6 ml.
12637	70201031484	Reposición 1 jeringa de 1,2 ml y 10 puntas de sellador negras
12626T	70201030668	20 Puntas dispensadoras



CLINPRO WHITE VARNISH

Barniz transparente fluorado, para el tratamiento de dientes con hipersensibilidad. Visiblemente más blanco que los barnices tradicionales y con un agradable sabor a menta.

12249	70201057539	Clinpro Barniz Blanco (50x 0,5 ml) - Sabor menta
12250	70201057547	Clinpro Barniz Blanco 100 PK



CLINPRO PROPHY POWDER

Rápido tratamiento de pulido mediante chorreado, que elimina la placa subgingival, y tintaciones sin producir pérdida, clínicamente relevante, de tejido dental. Menos agresivo que los polvos convencionales, para superficies dentarias de esmalte y dentina y con un sabor agradable.

67001	70201113969	Clinpro Propy Powder (4x 100g)
-------	-------------	---------------------------------------



CLINPRO CARIO L POP

Test de análisis de riesgo de caries. En pocos minutos, le indicará el nivel de riesgo de caries de su paciente.

47055	70201115501	Reposición L Pop 20
47056	70201115576	Reposición L Pop 40

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



ZARIS WHITE & BRITE

Blanqueador de peróxido de carbamida.

12271	70201053025	Estuche de Introducción blanqueador al 16% 6 x 3,5 g jeringas blanqueador al 16%
12276	70201053017	2 Jeringas blanqueador al 10% (2 x 3,5 g.)
12277	70201053033	2 Jeringas blanqueador al 16% (2 x 3,5 g.)



Restauración





VITREBOND PLUS

Base cavitaria de ionómero de vidrio fotopolimerizable en clicker.

7571	70201057711	Estuche de Introducción 1 clicker de 10 g 1 bloque de mezcla grande instrucciones, guía de uso
7572	70201057729	Reposición Vitrebond Plus 2 clicker de 10 g cada uno 1 bloque de mezcla grande instrucciones, guía de uso

KETAC-BOND

Base cavitaria de ionómero de vidrio autopolimerizable.

37390	70201110155	Estuche de Introducción 2 frascos de polvo amarillo de 10 g y 1 frasco de líquido de 12 ml
37330	70201104406	1 frasco de 10 g de polvo amarillo
37320	70201104380	1 frasco de 12 ml de líquido

KETAC-BOND APLICAP

Base cavitaria de ionómero de vidrio en cápsulas.

37350	70201104422	Estuche de Introducción Aplicap 50 cápsulas en blíster (color amarillo)
-------	-------------	---



CAVIT

Material para restauraciones temporales.

44351	70201136424	Estuche Cavit rosa 10 tubos de pasta de 7 g / unidad
44030	70201104620	Presentación en polvo Cavit rosa 1 frasco de cristal de 28 g
44350	70201136416	Estuche Cavit blanco 10 tubos de pasta de 7 g / unidad
44130	70201104653	Presentación en polvo Cavit blanco 1 frasco de cristal de 28 g
44313	70201104661	Presentación en polvo Cavit gris 1 frasco de cristal de 28 g

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



SCOTCHBOND GEL GRABADOR ÁCIDO

7423	70201013144	Gel ácido fosfórico botella 9 ml
41263	70201139063	2 jeringas de ácido fosfórico 6 ml 50 puntas dispensadoras
7523 T	70201014431	Puntas dispensadoras de gel ácido (25 unid)
1923	70201014274	Ácido ortofosfórico botella 9 ml (líquido)

RELYX CONDICIONADOR DE CERÁMICA

2721	70201024927	Agente de enlace 5,5 ml
------	-------------	--------------------------------



SCOTCHBOND DUAL CURE

Sistema adhesivo dual.

7535	70201037366	Estuche de Introducción Adper Scotchbond Dual Cure con gel grabador
		Reposiciones
7533 R	70200544966	Resina 5 ml
7533 L	70200544958	Líquido 5 ml



SCOTCHBOND UNIVERSAL

Adhesivo válido para todas las técnicas: grabado ácido total, autograbado, grabado selectivo del esmalte.

41254	70201138990	Estuche de Introducción (botella) 1 botella de 5 ml de Scotchbond Universal 1 jeringa de ácido fosfórico de 3 ml 50 pocillos de mezcla desechables 50 micropinceles desechables 25 puntas gel dispensador
41258	70201139030	Reposición (botella) 1 botella de 5 ml de Scotchbond Universal
41255	70201139006	Estuche unidosis 40 unidades 40 unidosis 1 jeringa de ácido fosfórico de 3 ml 25 puntas gel dispensador
41256	70201139014	Estuche unidosis 100 unidades 100 unidosis 1 jeringa de ácido fosfórico de 3 ml 25 puntas gel dispensador
41257	70201139022	Estuche unidosis 200 unidades 200 unidosis 1 jeringa de ácido fosfórico de 3 ml 25 puntas gel dispensador
		Accesorios
41264	70201139071	Botella de activador de 5 ml
41263	70201139063	2 jeringas de ácido fosfórico y 50 puntas de aplicación



ADPER SCOTCHBOND 1 XT

Adhesivo dentinario monocomponente, basado en la nanotecnología, fotopolimerizable, dispensado en vial o monodosis.

4241	70201086959	Estuche de Introducción (botella) 1 botellita de 6g de Adper Scotchbond 1 XT 2 jeringas de ácido fosfórico 50 puntas dispensadoras de ácido 48 pocillos de mezcla, 1 mango y 60 puntas de pincel instrucciones de uso y guía pictórica
4242	70201036756	Reposición Adhesivo (botella) 1 botellita de 6g de Adper Scotchbond 1 XT instrucciones de uso
51010	70201140954	Estuche unidosis 40 unidades 1 jeringa de ácido fosfórico 1 bolsa de puntas dispensadoras de ácido instrucciones de uso, guía pictórica
51011	70201140962	Estuche unidosis 100 unidades 1 jeringa de ácido fosfórico 1 bolsa de puntas dispensadoras de ácido instrucciones de uso, guía pictórica
3401W	70201037705	96 pocillos de dispensado desechables

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



ADPER SCOTCHBOND MULTIADHESIÓN

Adhesivo multicomponente auto o fotopolimerizable.

7540 S	70201086967	Estuche de Introducción 2 jeringas de 3 ml de ácido fosfórico 1 botella de 8ml de Primer SBMA 1 botella de 8ml de Adhesivo
		Accesorios y reposiciones
7523 T	70201014431	25 puntas gel dispensador
7523	70201014423	Acido fosfórico 2 jeringas de 3 ml y 50 puntas
7542	70201035006	1 botella de 8 ml de Primer SBMA
7543	70201035014	1 botella de 8 ml de Adhesivo SBMA
7546	70201035030	1 botella de 4ml de Activador SBMA PLUS
7547	70201035048	1 botella de 4ml de Catalizador SBMA PLUS
7423	70201013144	1 botella de 9 ml de ácido fosfórico
7544	70201004036	4 pocillos de dispensado




ADPER PROMPT L-POP

Adhesivo autograbante fotopolimerizable en monodosis.

41925	70201115410	Estuche normal 40 L-Pop (cepillos M)
41926	70201115428	Estuche gigante 100 L-Pop (cepillos M)
41928	70201115444	Estuche económico 500 L-Pop (cepillos M)

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



Z-100 MP

Sistema restaurador universal.

3021 SB	70201086975	Estuche de Introducción en jeringas con SB 1 XT 4 jeringas 4 g (A2, A3, A3.5, B2) 1 jeringa 3 ml de ácido fosfórico 1 botellita (3 ml) adhesivo Scotchbond 1 XT 2 bolsitas x 10 pinceles articulados 1 bolsita x 25 puntas de fibra Accesorios
		Reposición en jeringas de 4 g/unidad
3021 A1	70201023713	Color A1
3021 A2	70201023721	Color A2
3021 A3	70201023739	Color A3
3021A3.5	70201023747	Color A3.5
3021 A4	70201023754	Color A4
3021 B2	70201023762	Color B2
3021 B3	70201023770	Color B3
3021 C2	70201023788	Color C2
3023 P	70201015313	Color odontopediátrico
3023 CY	70201015339	Color amarillo cervical
3023 UD	70201015354	Color universal opaco
		Reposición 18 cápsulas de 0,2 g/unidad
3022 A1	70201038067	Color A1
3022 A2	70201038075	Color A2
3022 A3	70201038083	Color A3
3022 A3.5	70201038091	Color A3.5
3022 A4	70201038109	Color A4
		Reposición 9 cápsulas de 0,2 g/unidad
3022 B2	70201038117	Color B2
3022 B3	70201038125	Color B3
3022 C2	70201038133	Color C2
3024 P	70201038190	Color odontopediátrico
3024 CY	70201038174	Color amarillo cervical
3024 UD	70201038208	Color universal opaco

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



FILTEK Z 250

Sistema restaurador universal (anteriores y posteriores).

6020	70201086991	Estuche de Introducción jeringas 4 jeringas, 4 g/unidad A2, A3.5, A4, B3 1 jeringa de 3 ml de ácido fosfórico 1 botellita de 3 ml de adhesivo Scotchbond 1 XT Discos Sof Lex
		Reposición 1 jeringa de 4 g
6020 A1	70201022251	Color A1
6020 A2	70201022269	Color A2
6020 A3	70201022277	Color A3
6020 A3.5	70201022285	Color A3.5
6020 A4	70201022293	Color A4
6020 B1	70201022319	Color B1
6020 B2	70201022327	Color B2
6020 B3	70201022335	Color B3
6020 C2	70201022343	Color C2
6020 D3	70201022376	Color D3
6020 I	70201022384	Color I
6020 UD	70201022590	Color UD
		Reposición 20 cápsulas de 0,2 g
6021 A1	70201022418	Color A1
6021 A2	70201022426	Color A2
6021 A3	70201022434	Color A3
6021 A3.5	70201022442	Color A3.5
6021 A4	70201022459	Color A4
6021 B1	70201022475	Color B1
6021 B2	70201022483	Color B2
6021 B3	70201022491	Color B3
6021 C2	70201022509	Color C2
6021 D3	70201022533	Color D3
6021 I	70201022541	Color I
6021 UD	70201022608	Color UD

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



FILTEK Z 500

Composite universal asequible para uso diario.

8020 TP	70201078709	Estuche de Introducción jeringas 3 jeringas de 3g (A2, A3 y A3.5)
		Reposición jeringas de 3 g
8020 A1	70201078717	Color A1
8020 A2	70201078527	Color A2
8020 A3	70201078535	Color A3
8020 A3.5	70201078543	Color A3.5
8020 A4	70201078550	Color A4
8020 B2	70201078568	Color B2
8020 C2	70201078576	Color C2
8020 D2	70201078584	Color D2
8020 OA3	70201078592	Color OA3
8021 TP	70201078618	Estuche de Introducción cápsulas 3 botes de 20 cápsulas cada uno (A2, A3 y A3.5)
		Reposición 20 cápsulas de 0,2 g
8021 A1	70201078626	Color A1
8021 A2	70201078634	Color A2
8021 A3	70201078642	Color A3
8021 A3.5	70201078733	Color A3.5
8021 A4	70201078659	Color A4
8021 B2	70201078667	Color B2
8021 C2	70201078675	Color C2
8021 D2	70201078683	Color D2
8021 OA3	70201078691	Color OA3



FILTEK SUPREME XTE UNIVERSAL

Restaurador Estético Universal basado en la nanotecnología. Aún más sencillo y natural. Excelente pulido. Fluorescencia similar al diente natural.

4911S	70201059410	Kit de Prueba en cápsulas 40 cápsulas de 0,2 g Tonos body (20 de A2 y 20 de A3)
4910S	70201057851	Kit de Prueba en jeringas 4 jeringas de 3 g Tonos body (2 de A2 y 2 de A3)
4911D	70201059428	Kit Introducción Multitono cápsulas 40 cápsulas de 0,2 g 20 cápsulas tonos dentina (10 de A3 y 10 de A4) 20 cápsulas tonos esmalte (10 de A2 y 10 de A3)
4910D	70201059022	Kit Introducción Multitono jeringas 4 jeringas de 3 g 2 jeringas tonos dentina (1 de A3 y 1 de A4) 2 jeringas tonos esmalte (1 de A2 y 1 de A3)
4911P	70201059436	Kit Profesional en cápsulas 160 cápsulas de 0.2 g 10 de cada tono dentina: A2, A3, A4 20 de cada tono body: A2, A3, A3.5, A4 10 de cada tono esmalte: A1, A2, A3, W 10 de cada tono translúcido: AT



Referencia	Número de referencia	Descripción
FILTEK SUPREME XTE UNIVERSAL (continuación)		
4910P	70201059030	Kit Profesional en jeringas 12 jeringas de 3 g Tonos dentina: A2, A3, A4 Tonos body: A2, A3, A3.5, A4 Tonos esmalte: A1, A2, A3, W Tonos traslúcidos: AT
		Reposición 1 jeringa de 3 g/unidad Tonos dentina
4910A1D	70201057836	Color A1
4910A2D	70201058677	Color A2
4910A3D	70201058685	Color A3
4910A4D	70201058693	Color A4
4910B3D	70201058701	Color B3
4910C4D	70201058719	Color C4
4910WD	70201058727	Color W (blanco)
		Reposición 1 jeringa de 3 g/unidad Tonos body
4910A1B	70201058735	Color A1
4910A2B	70201058743	Color A2
4910A3B	70201058750	Color A3
4910A3.5B	70201058768	Color A3.5B
4910A4B	70201058776	Color A4
4910A6B	70201058784	Color A6
4910B1B	70201058792	Color B1
4910B2B	70201058800	Color B2
4910B3B	70201058818	Color B3
4910B5B	70201058826	Color B5
4910C1B	70201058834	Color C1
4910C2B	70201058842	Color C2
4910C3B	70201058859	Color C3
4910D2B	70201058867	Color D2
4910D3B	70201058875	Color D3
4910WB	70201058883	Color W (blanco)
4910XWB	70201058891	Color XW (extra blanco)
		Reposición 1 jeringa de 3 g/unidad Tonos esmalte
4910A1E	70201058909	Color A1
4910A2E	70201058917	Color A2
4910A3E	70201058925	Color A3
4910B1E	70201058933	Color B1
4910B2E	70201058941	Color B2
4910D2E	70201058958	Color D2
4910WE	70201058966	Color W (blanco)
4910XWE	70201058974	Color XW (extra blanco)
		Reposición 1 jeringa de 3 g/unidad Tonos traslúcidos
4910CT	70201058982	Color claro
4910BT	70201058990	Color azul
4910GT	70201059006	Color gris
4910AT	70201059014	Color amarillo



Referencia	Número de referencia	Descripción
FILTEK SUPREME XTE UNIVERSAL (continuación)		
		Reposición 10 cápsulas de 0,2 g/unidad Tonos dentina
4911A1D	70201059048	color A1
4911A2D	70201059055	Color A2
4911A3D	70201059063	Color A3
4911A4D	70201059071	Color A4
4911B3D	70201059089	Color B3
4911C4D	70201059097	Color C4
4911WD	70201059105	Color W (blanco)
		Reposición 20 cápsulas de 0,2 g/unidad Tonos body
4911A1B	70201059113	Color A1
4911A2B	70201059121	Color A2
4911A3B	70201059139	Color A3
4911A3.5B	70201059147	Color A3.5
4911A4B	70201059154	Color A4
4911A6B	70201059162	Color A6
4911B1B	70201059170	Color B1
4911B2B	70201059188	Color B2
4911B3B	70201059196	Color B3
4911B5B	70201059204	Color B5
4911C1B	70201059212	Color C1
4911C2B	70201059220	Color C2
4911C3B	70201059238	Color C3
4911D2B	70201059246	Color D2
4911D3B	70201059253	Color D3
4911WB	70201059261	Color W (blanco)
4911XWB	70201059279	Color XW (extra blanco)
		Reposición 10 cápsulas de 0,2 g/unidad Tonos esmalte
4911A1E	70201059287	Color A1
4911A2E	70201059295	Color A2
4911A3E	70201059303	Color A3
4911B1E	70201059311	Color B1
4911B2E	70201059329	Color B2
4911D2E	70201059337	Color D2
4911WE	70201059345	Color W (blanco)
4911XWE	70201059352	Color XW (extra blanco)
		Reposición 10 cápsulas de 0,2 g/unidad Tonos traslúcidos
4911CT	70201059360	Color claro
4911BT	70201059378	Color azul
4911GT	70201059386	Color gris
4911AT	70201059394	Color amarillo

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

FILTEK SUPREME XTE FLUIDO

Restaurador estético fluido basado en la nanotecnología.



		Reposición 2 jeringas de 2 g + 20 puntas dispensadoras
4920A1	70201077750	Color A1
4920A2	70201077768	Color A2
4920A3	70201077776	Color A3
4920A3.5	70201077784	Color A3.5
4920A4	70201077792	Color A4
		Reposición 1 jeringa de 2 g + 20 puntas dispensadoras
4920B1	70201077800	Color B1
4920B2	70201077818	Color B2
4920C2	70201077826	Color C2
4920D2	70201077834	Color D2
4920W	70201077842	Color W
4920XW	70201077859	Color XW
49200A3	70201077867	Color 0A3
		Reposición 20 cápsulas de 0,2 g
4921A1	70201077875	Color A1
4921A2	70201077883	Color A2
4921A3	70201077891	Color A3
4921A3.5	70201077909	Color A3.5
4921A4	70201077917	Color A4
		Reposición 10 cápsulas de 0,2 g
4921B1	70201077925	Color B1
4921B2	70201077933	Color B2
4921C2	70201077941	Color C2
4921D2	70201077958	Color D2
4921W	70201077966	Color W (blanco)
4921XW	70201077974	Color XW (extra blanco)
49210A3	70201077982	Color 0A3
3700 T	70201050385	20 puntas dispensadoras



FILTEK P60

Sistema restaurador condensable para posteriores.

4720	70201086983	Estuche de Introducción jeringas 3 jeringas de 4 g/unidad A3, B2, C2 1 jeringa de 3 ml de ácido fosfórico 1 botellita de 3 ml de adhesivo Scotchbond 1 XT Accesorios
		Reposición 1 jeringa de 4 g
4720 A3	70201025502	Color A3
4720 B2	70201025510	Color B2
4720 C2	70201025528	Color C2



FILTEK SILOLANE

Composite para posteriores de baja contracción.

Referencia	Número de referencia	Descripción
4772I	70201053637	Estuche de Introducción jeringas 4 jeringas de 4 g/unidad 2 A2 y 2 A3 1 vial Primer 5ml 1 vial Bond 5ml 100 microbrochas (50 negras, 50 verdes) 1 pocillo de mezcla 1 guía de color
4772TK	70201053652	Estuche de Prueba jeringas 1 jeringa 4 g/unidad A3 1 vial Primer de 5ml 1 vial adhesivo de 5ml 100 microbrochas 1 pocillo de mezcla
		Reposición 1 jeringa de 4 g
4772A2	70201053702	Color A2
4772A3	70201053710	Color A3
4772C2	70201053736	Color C2
4771I	70201053629	Estuche de Introducción cápsulas 80 cápsulas, 0,2g/unidad 2 A2 y 2 A3 1 vial Primer 5ml 1 vial Bond 5ml 100 microbrochas (50 negras, 50 verdes) 1 pocillo mezcla 1 guía de color
4771TK	70201053645	Estuche de Prueba cápsulas 20 cápsulas, 0,2g/unidad A3 1 vial Primer 5ml 1 vial Bond 5ml 100 microbrochas (50 negras, 50 verdes) 1 pocillo mezcla
		Reposición 20 cápsulas de 0,2 g
4771A2	70201053660	Color A2
4771A3	70201053678	Color A3
4771C2	70201053694	Color C2
4773	70201053744	Adhesivo autograbante Primer y Bond 1 vial Primer 5ml 1 vial Bond 5 ml 100 microbrochas (50 negras, 50 verdes)
4773P	70201053751	Reposición Primer (tapón negro) 1 vial Primer 5ml
4773B	70201053769	Reposición Bond (tapón amarillo) 1 vial Bond 5ml



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

FILTEK BULK FILL

Restaurador fluido con la resistencia de un Filtek.

		Reposición 2 jeringas de 2 g
4862A1	70201087023	Color A1
4862A2	70201087031	Color A2
4862A3	70201087049	Color A3
4862U	70201058705	Color Universal
		Reposición 15 cápsulas de 0,2 g
4861A1	70201087072	Color A1
4861A2	70201087080	Color A2
4861A3	70201087098	Color A3
4861U	70201087106	Color Universal
3740T	70201087122	20 puntas dispensadoras

CONCISE

Composite autopolimerizable para obturaciones en anteriores.

1925	70200420373	Estuche de Introducción Bote pasta A 16 g Bote pasta B 16 g 50 sticks 1 bloque mezcla 5 x 4 cm
------	-------------	---

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



KETAC MOLAR EASY MIX

Material restaurador condensable, de ionómero de vidrio.

56632	70201119065	Estuche Prueba 1 frasco polvo de 12,5 g/unidad A3 1 frasco líquido de 8,5 ml/unidad 1 Ketac Conditioner y 1 Ketac Glaze 1 cuchara, 1 bloque de mezcla y 15 dosificadores
56625	70201119107	1 frasco de polvo 12,5 g color A3
56628	70201119131	1 frasco de líquido de 8,5 ml



KETAC MOLAR APLICAP

Material restaurador condensable de ionómero de vidrio en cápsulas predosificadas, para restauraciones posteriores.

56410	70201110759	Reposición Surtido de Cápsulas 50 cápsulas de colores surtidos A1, A3, A4 y DYO
		Reposición 50 cápsulas
56430	70201103903	Color A1
56420	70201103911	Color A3



KETAC MOLAR QUICK APLICAP

Material restaurador condensable de ionómero de vidrio en cápsulas predosificadas, para restauraciones posteriores.

		Reposición 20 cápsulas de 0,1ml
56360	70201110700	Color A3
56361	70201110718	Color A2
		Reposición 50 cápsulas
56363	70201100982	Color A2
56364	70201100990	Color A3
56366	70201100974	Color A1
56369	70201101022	50 cápsulas en colores surtidos A1, A3, A4 y DYO

KETAC GLAZE

Laca protectora.

37190	70201104513	Botella 2,5 ml
-------	-------------	-----------------------

KETAC CONDITIONER

Acondicionador.

37470	70201104141	Botella 10 ml acondicionador
-------	-------------	-------------------------------------

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



KETAC FIL PLUS

Material restaurador de ionómero de vidrio, para restauraciones estéticas.

55250	70201103929	Estuche de Introducción 4 frascos de 10 g polvo/unidad en los colores A2, A3, A3.5 y A4 2 frascos de líquido de 10 ml/unidad Accesorios
55291	70201111658	Estuche de Prueba 1 frasco de 10 g polvo color A3 1 frasco de líquido de 10 ml/unidad Bloque de mezcla
		Reposición 1 frasco de 10 g de polvo
55280	70201103945	Color A2 amarillo claro
55290	70201103952	Color A3 amarillo
55260	70201104018	Reposición 1 frasco de líquido de 10 ml



KETAC FIL PLUS APLICAP

Material restaurador de ionómero de vidrio en cápsulas predosificadas, para restauraciones estéticas.

55000	70201104026	Estuche de Introducción 50 cápsulas de 0,1 ml/unidad en colores surtidos A2, A3, A3.5 y A4 1 activador, 1 aplicador Accesorios
55100	70201104125	Estuche Gigante 300 cápsulas en blíster en color A3 amarillo
55010	70201104034	Reposición Surtido de cápsulas 50 cápsulas en colores surtidos A2, A3, 3.5 y A4
		Reposición 50 cápsulas
55020	70201104042	Color A1 claro
55030	70201104059	Color A2 amarillo claro
55040	70201104067	Color A3 amarillo
55050	70201104075	Color A3.5 marrón
55060	70201104083	Color A4 amarillo-marrón
55070	70201104091	Color C3 gris
55080	70201104109	Color C3 gris-marrón
55090	70201104117	Color DGO gris oscuro



KETAC SILVER

Material restaurador de ionómero de vidrio reforzado con plata, para restauraciones posteriores y reconstrucciones de muñones.

37800	70201115766	Estuche de Introducción 1 frasco de 25 g polvo 1 frasco de 12 ml de líquido 1 medidor y 1 bloque de mezcla
37810	70201115782	Reposición 1 frasco de 25 g de polvo
37820	70201115774	Reposición 1 frasco de 12 ml de líquido

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



PHOTAC FIL QUICK APLICAP

Material restaurador fotopolimerizable, en cápsulas predosificadas, para restauraciones en anteriores y posteriores.

61090	70201104265	Estuche de Introducción 50 cápsulas en 8 colores surtidos A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 y DBO
		Reposición 50 cápsulas
61020	70201104307	Color A2
61030	70201104315	Color A3
61060	70201104323	Color A3.5
61050	70201104331	Color B2
61040	70201104349	Color B3
		Reposición 20 cápsulas
61010	70201104273	Color A1
61070	70201104281	Color C4
61080	70201104299	Color DBO



KETAC SILVER APLICAP / MAXICAP

Material restaurador de ionómero de vidrio reforzado con plata, en cápsulas predosificadas, para restauraciones posteriores y reconstrucciones de muñones.

37006	70201104455	Estuche de Introducción Aplicap 50 cápsulas Aplicap de 0,1 ml/unidad en blíster 1 activador y 1 aplicador
37010	70201104463	Reposiciones 50 cápsulas Aplicap de 0,1 ml, en blíster
56210	70201104489	Reposiciones 50 cápsulas Maxicap de 0,35 ml, en blíster
37030	70201104497	Estuche Gigante 300 cápsulas Aplicap de 0,1 ml, en blíster



SISTEMA APLICAP / MAXICAP

73040	70201136689	1 activador Aplicap
73050	70201136697	1 aplicador Aplicap
73060	70201136705	1 activador Maxicap
73070	70201136713	1 aplicador Maxicap
37160	70201111492	Sistema Aplicap: activador y aplicador
37180	70201111526	Sistema Maxicap: activador y aplicador

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



VITREMER RESTAURADOR


Material restaurador de ionómero de vidrio para reconstrucción de muñones.

3303 I	70201023945	Estuche de Introducción 6 botes de 5 g polvo colores A3, A4, C2, C4, azul y odontopediátrico 2 frascos de 8 ml de líquido 1 frasco de 6,5 ml de primer 1 frasco de 6,5 ml de brillo acabado 50 puntas dispensadoras y accesorios
3303MPA3	70201026088	Estuche de Prueba A3 1 bote de 5 g de polvo color A3 1 frasco de 2,5 ml de líquido 1 frasco de 2 ml de brillo acabado 1 frasco de 2 ml de primer
3303MP BLUE	70201026096	Estuche de Prueba Azul 1 bote de 5 g de polvo color azul 1 frasco de 2,5 ml de líquido 1 frasco de 2 ml de brillo de acabado 1 frasco de 2 ml de primer
		Reposición 1 bote de polvo de 9 g
3303 A3	70201023960	Color A3
3303 A3.5	70201023978	Color A3.5
3303 A4	70201023986	Color A4
3303 B2	70201023994	Color B2
3303 B3	70201024000	Color B3
3303 C2	70201024018	Color C2
3303 C4	70201024026	Color C4
3303 Blue	70201004242	Color azul
3303 Odon	70201004267	Color odontopediátrico
3303 L	70201013342	1 frasco de 8 ml líquido
3303 P	70201013334	1 frasco de 6,5 ml primer
3303 FG	70201013359	1 frasco de 6,5 ml brillo de acabado
3303 DT	70201004259	50 unidades puntas dispensadoras

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

ACCESORIOS

5707 SD	70201057638	Pistola dispensadora de cápsulas de composite
74088	70201101469	1 mango para pinceles
47801	70201101451	Pincel para composite (80 unidades)
70086	70201101485	10 bloques de mezcla para composites
1919	70201006890	3 mangos, pincel y 120 puntas aplicadoras
1919 B	70200481037	60 pinceles desechables
7522 S	70200566373	15 dispensadores mini esponja
41904	70201100008	50 aplicadores desechables amarillos
42380	70201101428	50 aplicadores desechables
1994 P	70201014779	10 bloques de mezcla pequeños Vitremer
1994 S	70201014787	50 espátulas de mezcla
1939	70200400763	Matriz dispensador rollo



Acabado y Pulido

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



DISCOS SOF LEX

2385 P	70201001594	Estuche completo Sof Lex 240 discos pop on, 240 pop on, 45 tiras y 1 mandril
--------	-------------	--



SOF LEX POP-ON DISCOS NORMALES DE ACABADO Y PULIDO (SOPORTE PAPEL)

1980	70200474123	Estuche de Introducción 240 discos y 1 mandril
		Reposición de 85 discos
1981 C	70200481052	9,5 mm grueso color negro
1981 M	70200480963	9,5 mm medio color azul oscuro
1981 F	70200481060	9,5 mm fino color azul
1981 SF	70200480971	9,5 mm super fino color azul claro
1982 C	70200480989	12,5 mm grueso color negro
1982 M	70200481078	12,5 mm medio color azul oscuro
1982 F	70200480997	12,5 mm fino color azul
1982 SF	70200481086	12,5 mm super fino color azul claro



SOF LEX XT POP-ON DISCOS EXTRAFINOS DE ACABADO Y PULIDO (SOPORTE PLÁSTICO)

2380	70200523879	Estuche de Introducción 240 discos y 1 mandril
		Reposición de 85 discos
2381 C	70200523887	9,5 mm grueso color marrón oscuro
2381 M	70200523895	9,5 mm medio color marrón
2381 F	70200523903	9,5 mm fino color marrón claro
2381 SF	70200523911	9,5 mm super fino color amarillo
2382 C	70200523929	12,5 mm grueso color marrón oscuro
2382 M	70200523937	12,5 mm medio color marrón
2382 F	70200523945	12,5 mm fino color marrón claro
2382 SF	70200523952	12,5 mm super fino color amarillo

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------




TIRAS

		Reposiciones de tiras
1954	70200452947	150 Tiras de grano grueso y medio 4 x 180 mm
1954 N	70200452954	100 Tiras de grano grueso y medio 2 x 180 mm
1956	70200442583	120 Tiras de grano fino y superfino 4 x 180 mm



MANDRILES

		Reposiciones
1983 RA	70200470576	3 cajas mandriles para contraángulo
1983 HP	70200470584	3 cajas mandriles para pieza de mano



Maquinaria



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

PENTAMIX 3 / SISTEMA PENTA

Mezcladora automática de materiales de impresión ahora el doble de rápida y más pequeña.

77871	70201130757	Pentamix 3
		1 máquina Pentamix 3 de 230V

ACCESORIOS PENTAMIX 3

77601	70201131169	1 montura para la pared Pentamix 3
77730	78990248466	Rueda Pentamix gris (Pentamix 3)

ACCESORIOS PENTAMIX 2

77780	70201102178	Discos émbolo (2 uds.)
77600	70201108233	Montura pared Pentamix 2
950916	70201112722	Rueda Pentamix gris (Pentamix 2)



LÁMPARAS DE POLIMERIZACIÓN

Lámparas de fotopolimerización sin cable, de alta intensidad y tecnología LED. Alto rendimiento, diseño ergonómico y muy sencillas de usar.

		Elipar S10
76951	70201134874	1 lámpara Elipar S10 230 V
76956	70201135103	Batería recargable Elipar S10
76958	70201135939	Guía de luz 10 mm Elipar S10
76959	70201136895	Guía de luz 3 mm Elipar S10
76957	70201135095	Protector ocular Elipar S10
		Elipar
76961	70201138933	1 lámpara Elipar 120V - 230V
186459	78990252187	Batería recargable Elipar
76963	70201138958	Guía de luz 10 mm Elipar
76971	70201140111	Protector ocular Elipar



ACCESORIOS LÁMPARAS LED FREELIGHT 1 Y 2

76946	70201112714	Protector ocular
76941	70201108506	Guía de luz standard 8 mm
76942	70201108514	Guía de luz proxí 3 mm
76943	70201108522	Guía de luz maxi 13 mm
76940	70201108530	Batería NiHM

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



CAPMIX

Mezcladora oscilante de cápsulas.

76190	70201105858	1 máquina Capmix de 230V/50HZ
-------	-------------	--------------------------------------



ROTOMIX

Mezcladora rotatoria de cápsulas.

76300	70201105916	1 máquina Rotomix de 230V/50Hz
-------	-------------	---------------------------------------



Cementación

Soluciones probadas

Cementos 3M ESPE



Cementos de resina



RelyX™ Ultimate Cemento de resina adhesivo

- Máxima resistencia adhesiva.
- Rápido y fácil - dos componentes (jeringa y botella).
- Versátil - grabado total, parcial o autograbado.
- Estabilidad del color para una estética natural.
- Ideal para restauraciones CAD/CAM y cerámicas.



RelyX™ Unicem

Cemento de resina autoadhesivo

- Polimerización dual.
- Ahorro de tiempo, eliminando los pasos de grabar y aplicar el adhesivo.
- Sin sensibilidad postoperatoria.
- Tolerante frente a la humedad.
- Ideal para cementar postes endodónticos de fibra de vidrio.

Cementos para carillas



RelyX™ Veneer Cemento de resina fotopolimerizable

- Sistema de color y dispensado preferido por los usuarios.
- Estabilidad de color gracias a su sistema de fotopolimerización.
- Pastas de prueba con correspondencia de color excelente al cemento ya curado.
- Fácil de aplicar, dispensar y fotopolimerizar.
- Fácil de retirar.
- Viscosidad óptima del cemento para una inserción fácil y posicionamiento correcto de la carilla.

Cementos de ionómero modificados con resina



Ketac™ Cem Plus Automix y Clicker

- Sistema de jeringa automix que ofrece un dispensado preciso, eliminando la mezcla manual y las posibles contaminaciones.
- Con un golpe de luz de tan solo 5 segundos es más rápido y fácil de retirar.
- Formula pasta/pasta con sistema clicker y automix que proporciona una mezcla y dispensado exacto.
- Liberación de flúor.
- Sin sensibilidad postoperatoria.
- Ideal para cementación de restauraciones metal-cerámicas y sobre implantes.

Cementos de ionómero de vidrio



Ketac™ Cem Cemento de Iónomero de vidrio

- Adhesión química a la dentina y al esmalte.
- Liberación de flúor.
- Su espesor extremadamente fino optimiza la integridad marginal.
- Radiopaco.
- El sistema de cápsulas ofrece un dispensado exacto con calidad inmejorable.

Cementos provisionales



RelyX™ Temp NE RelyX™ Temp E

- Adhesión temporal resistente.
- Fraguado rápido, fácil retirada del exceso.
- Fijación óptima.
- Fácil retirada de los excesos del provisional.
- Disponible en fórmula con y sin eugenol.

3M ESPE Cementos. Fácil de elegir. Fácil de usar.

Indicaciones recomendadas*	RelyX™ Ultimate Cemento de resina	RelyX™ Unicem Cemento de resina autoadhesivo	RelyX™ Cemento para carillas	Ketac™ Cem Plus Cemento de ionómero modificado con resina	Ketac™ Cem Cemento de ionómero	RelyX™ Temp NE RelyX™ Temp E Cemento provisional
CAD/CAM Cerámica y Composite	●	●				
Resina Nano Cerámica	●					
Metal/ Metal Cerámica		●		●	●	
Totalmente Cerámica Inlays, Onlays y Coronas	●	●				
Carillas	●		●			
Zirconia	●	●		●		
Implantes	●	●		●		
Postes de fibra	●	●				
Coronas Pediátricas Metal				●	●	
Puentes Maryland Metal y Composite	●					●
Cementación temporal						

Método Dispensado



*Para la lista completa de indicaciones, por favor, lea las guías de uso.

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



RELYX TEMP NE

Cemento temporal sin eugenol.

56660	70201135913	Estuche de Introducción 1 tubo pasta base 36 g 1 tubo catalizador 16 g 1 bloque de mezcla
-------	-------------	---



RELYX TEMP E

Cemento temporal con eugenol.

35014	70201115337	Estuche de Introducción 43 g pasta base 1 activador 1 bloque de mezcla
-------	-------------	--



DURELON

Cemento de carboxilato en frasco para cementaciones definitivas.

38059	70201110171	Estuche de Introducción 1 frasco polvo de 20 g 4 jeringas de 13,13 ml 1 bloque de mezcla
		Estuches para clínica
38236	70201136010	Triple pack (3 x 20 g) de polvo universal
38237	70201136028	Triple pack (3 x 20 g) de polvo fraguado rápido
38216	70201103317	Triple pack (3 x 40 ml) de líquido universal
38224	70201103333	Triple pack (3 x 40 ml) de líquido muy fluido
38265	70201103325	1 jeringa universal para medir el líquido



DURELON MAXICAP

Cemento de carboxilato en cápsulas predosificadas para cementaciones múltiples definitivas.

56310	70201103283	Estuche 20 cápsulas Maxicap
-------	-------------	------------------------------------



RELYX UNICEM 2 AUTOMIX

Cemento resina autoadhesivo con sistema automezcla.

Referencia	Número de referencia	Descripción
56850	70201140566	Estuche de Introducción: Postes de Fibra - RelyX Unicem 2 Automix 1 jeringa de 8,5 g color A2 7 puntas de mezcla estándar 15 puntas de mezcla anchas 15 cánulas de elongación 5 puntas intraorales 5 postes RelyX Fiber Post tamaño 0 (diám. 1,1 mm) 5 postes RelyX Fiber Post tamaño 1 (diám. 1,3 mm) 5 postes RelyX Fiber Post tamaño 2 (diám. 1,6 mm) 5 postes RelyX Fiber Post tamaño 3 (diám. 1,9 mm) 5 fresas tamaños 0, 1, 2, 3, Universal
		Estuche Promocional RelyX Unicem 2 Automix 3 jeringas de 8,5 g/jeringa 30 puntas de mezcla estándar 20 puntas de mezcla anchas 15 cánulas de elongación 5 puntas intraorales
56858	70201140277	RelyX Unicem 2 Automix Translúcido
56849	70201140285	RelyX Unicem 2 Automix A2 Universal
56857	70201140293	RelyX Unicem 2 Automix A3 Opaco
		Reposiciones 1 jeringa de 8,5 g/jeringa 10 puntas de mezcla estándar 5 puntas de mezcla anchas 5 cánulas de elongación
56848	70201140301	RelyX Unicem 2 Automix Translúcido
56846	70201140319	RelyX Unicem 2 Automix A2 Universal
56847	70201140327	RelyX Unicem 2 Automix A3 Opaco
56851	70201140335	30 puntas de mezcla estándar
56918	70201140350	15 puntas intraorales + 15 puntas de mezcla ancha
56919	70201140343	15 cánulas de elongación + 15 puntas de mezcla ancha



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



RELYX UNICEM APLICAP

Cemento de resina universal autoadhesivo para cementaciones unitarias definitivas (metal, metal-cerámica, cerámica completa y composite), dispensado en cápsulas predosificadas.

56828	70201115592	Estuche de Prueba 20 cápsulas Aplicap surtidas en los colores: A2 Universal (10 cáps.) Translúcidas (6 cáps.) A3 opacas (4 cáps.)
56814	70201115626	Estuche de Introducción 50 cápsulas Aplicap en los colores: A2 Universal (24 cáps.) Translúcido (16 cáps.) A3 opaco (10 cáps.) 1 aplicador y 1 activador
		Reposiciones 50 cápsulas Aplicap
56815	70201115634	Colores surtidos: 24 x A2 Universal 16 x Translúcido 10 x A3 opaco 10 puntas de elongación
56816	70201115642	Color translúcido
56817	70201115659	Color A3 opaco
56818	70201115667	Color A2 universal
		Reposiciones 20 cápsulas Aplicap
56819	70201115675	Color A1
56820	70201115683	Color blanco opaco



RELYX UNICEM MAXICAP

Cemento de resina universal autoadhesivo para cementaciones múltiples definitivas (metal, metal-cerámica, cerámica completa y composite), dispensado en cápsulas predosificadas.

56830	70201119792	Estuche de Introducción 20 cápsulas Maxicap surtidas en los colores: A2 Universal (10 cáps.) Translúcido (6 cáps.) A3 opaco (4 cáps.) 1 aplicador y 1 activador
		Reposiciones 20 cápsulas Maxicap
56831	70201119800	Colores surtidos A2 Universal (10 cáps.) Translúcido (6 cáps.) A3 opaco (4 cáps.)
56832	70201119818	Color translúcido
56833	70201119826	Color A3 opaco
56834	70201119834	Color A2 universal



RELYX UNICEM 2 CLICKER

Cemento de resina universal autoadhesivo para cementaciones definitivas (metal, metal-cerámica, cerámica completa y composite), dispensado en clicker.

		Relyx Unicem en clicker de 11 g
56874	70201137216	Color translúcido
56875	70201137224	Color A2 universal
56876	70201137232	Color A3 opaco

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

RELYX ULTIMATE

Cemento de resina universal para cementaciones adhesivas definitivas.



56891	70201138701	Kit de Introducción 1 botella del adhesivo Scotchbond Universal de 5 ml 1 jeringa de ácido fosfórico de 3 ml 1 jeringa (A30) de 8,5 g 1 jeringa (B0.5) de 8,5 g 1 jeringa (A1) de 8,5 g 1 jeringa (Translúcido) de 8,5 g 25 puntas gel dispensador 50 pocillos de mezcla desechables 50 micropinceles desechables 30 puntas de mezcla (estándar) 10 puntas de mezcla (anchas) + 10 cánulas de elongación 10 puntas de mezcla (anchas) + 10 puntas intraorales Guía técnica paso a paso
56892	70201138719	Kit de Prueba (Translúcido) 1 botella del adhesivo Scotchbond Universal de 1,5 ml 1 jeringa de ácido fosfórico de 3 ml 1 jeringa (Translúcido) de 8,5 g 25 puntas gel dispensador 50 micropinceles desechables 10 puntas de mezcla (estándar) 5 puntas de mezcla (anchas) + 5 puntas intraorales Guía técnica paso a paso
56894	70201138735	Kit de Prueba (A1) 1 botella del adhesivo Scotchbond Universal de 1,5 ml 1 jeringa de ácido fosfórico de 3 ml 1 jeringa (A1) de 8,5 g 25 puntas gel dispensador 50 micropinceles desechables 10 puntas de mezcla (estándar) 5 puntas de mezcla (anchas) + 5 puntas intraorales Guía técnica paso a paso
		Reposiciones 1 jeringa de 8,5 g 10 puntas de mezcla estándar 5 puntas de mezcla anchas 5 puntas intraorales
56887	70201138628	RelyX Ultimate A1
56888	70201138636	RelyX Ultimate A30 Opaco
56889	70201138644	RelyX Ultimate B0.5 Blanco
56890	70201138651	RelyX Ultimate Translúcido
		Puntas de mezcla
56883	70201138560	30 puntas de mezcla estándar
56885	70201138586	10 puntas de mezcla anchas + 10 cánulas de elongación
56886	70201138594	10 puntas de mezcla anchas + 10 puntas intraorales
		Reposición 1 jeringa prueba de color 2 g/unidad
7614 A1T	70201031898	Color A1 (amarillo claro)
7614 A3T	70201031906	Color A3 (amarillo opaco)
7614 B0.5T	70201031930	Color B05 (blanco)
7614 TRT	70201031922	Color translúcido
7614 WOT	70201031914	Color blanco opaco



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



KETAC CEM EASY MIX

Cemento de ionómero de vidrio, en frasco para cementaciones definitivas.

56900	70201120089	Estuche de Introducción 1 frasco de polvo de 30 g 1 frasco de líquido de 12 ml y 1 bloque de mezcla
56908	70201121228	Estuche de Prueba 1 frasco de polvo de 15 g 1 frasco de líquido de 6 ml 1 cuentagotas y 1 cuchara
56902	70201122275	Reposición de 1 frasco de polvo de 30g y 1 cuchara
56904	70201121053	Reposición de 1 frasco de líquido de 12 ml y un cuentagotas
56906	70201121129	Estuche triple 3 frascos de polvo de 30 g 3 frascos de líquido de 12 ml 3 cuentagotas 1 cuchara y 1 bloque de mezcla
70144	70201102244	Bloque de mezcla 70 x 80 mm (10 unidades)



KETAC CEM PLUS EN CLICKER

Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina para cementaciones definitivas, dispensado en clicker.

56931	70201088807	Estuche de Introducción 1 clicker de 11 g 1 bloque de mezcla 1 guía de uso
56930	70201088799	Reposición 2 clicker de 11 g cada uno 1 bloque de mezcla 1 guía de uso

NOVEDAD



KETAC CEM PLUS AUTOMIX

Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina para cementaciones definitivas, dispensado en clicker.

3536TK	70201088992	Estuche de Prueba 1 jeringa 8,5 gr 12 Puntas de mezcla 1 guía de uso
3536	70201088914	Estuche Económico 3 jeringas 8,5 gr 36 puntas de mezcla 1 bloque de mezcla 1 guía de uso
3541	70201088930	12 Puntas de mezcla

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



KETAC CEM APLICAP

Cemento de ionómero de vidrio en cápsulas predosificadas, para cementaciones definitivas.

56053	70201103374	Estuche Introducción 50 cápsulas Aplicap 1 activador y 1 aplicador Aplicap
56060	70201103382	Reposición 50 cápsulas Aplicap en blíster



KETAC CEM MAXICAP

Cemento de ionómero de vidrio en cápsulas predosificadas, para cementaciones múltiples definitivas.

56015	70201103358	Estuche Introducción 50 cápsulas Maxicap 1 activador y 1 aplicador Maxicap
56020	70201103366	Reposición 50 cápsulas Maxicap en blíster



RELYX LUTING

Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina, para cementaciones definitivas.

3505	70201025056	Estuche de Introducción 1 bote de 16 g de polvo 1 bote de 9 ml de líquido 1 cuchara; accesorios
		Reposiciones
3505 P	70201025031	1 bote de polvo de 16 g
3505 L	70201025023	1 bote de líquido de 9 ml

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



RELYX FIBER POST

Postes de fibra Relyx.

56868	70201134825	Estuche de Introducción de RelyX Fiber Post + 15 postes (5 de cada tamaño) 4 fresas (1 de cada tamaño) 20 cánulas de elongación 20 cápsulas en colores variados: 10 A2 Universal + 6 translúcidos y 4 A3 Opaco + aplicadores
56860	70201134320	Estuche Poste de Fibra RelyX de Introducción Caja con 15 postes (5 de cada tamaño) 4 fresas (1 de cada tamaño) y 20 cánulas de elongación
		Reposiciones Postes de Fibra RelyX
56872	70201138834	Tamaño 0 10 postes tamaño 1,1mm
56861	70201138800	Tamaño 1 amarillo 10 postes tamaño 1,3mm
56862	70201138818	Tamaño 2 rojo 10 postes tamaño 1,6mm
56863	70201138826	Tamaño 3 azul 10 postes tamaño 1,9mm
		Reposiciones - Fresas para Postes de Fibra RelyX
56873	70201136754	Tamaño 0 1 caja con 1 fresa tamaño 1,1mm
56864	70201122671	Tamaño 1 amarilla 1 caja con 1 fresa tamaño 1,3mm
56865	70201122689	Tamaño 2 roja 1 caja con 1 fresa tamaño 1,6mm
56866	70201122697	Tamaño 3 azul 1 caja con 1 fresa tamaño 1,9mm
56867	70201122705	Tamaño Universal 1 caja con 1 fresa universal
77550	70201123562	Cánulas de elongación para Aplicap Bolsa con 10 cánulas

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



RELYX VENEER

Cemento de resina fotopolimerizable para cementación definitiva de carillas estéticas.

7616	70201086876	Kit de Introducción 1 jeringa de 3 g cada una (A1, A3, B0.5, Translúcido, Blanco Opaco) 1 jeringa de 2g cada una de pasta de prueba RelyX (A1, A3, B0.5, Translúcido, Blanco Opaco) 1 vial de 5 ml de adhesivo Scotchbond Universal 1 jeringa de 3 ml de ácido fosfórico 25 puntas gel dispensador 48 pocillos de mezcla 50 micropinceles
7616TK	70201086884	Kit de de prueba 1 jeringa de 3 g de cemento para carillas RelyX Veneer (Translúcido) 1 jeringa de 2 g de pasta de prueba RelyX (Translúcido) 20 unidosis Scotchbond Universal L-Pop 1 jeringa de 3 ml de ácido fosfórico 25 puntas gel dispensador Guía de tonos
		Reposición 1 jeringa 3 g/unidad
8714 A1	70201032367	Color A1
8714 A3	70201032375	Color A3 (amarillo opaco)
8714 B0.5	70201032409	Color B05 (blanco)
8714 TR	70201032391	Color translúcido
8714 WO	70201032383	Color WO (blanco opaco)
		Reposición 1 jeringa prueba de color 2 g/unidad
7614 A1T	70201031898	Color A1 (amarillo claro)
7614 A3T	70201031906	Color A3 (amarillo opaco)
7614B0.5T	70201031930	Color B05 (blanco)
7614 TRT	70201031922	Color translúcido
7614 WOT	70201031914	Color blanco opaco



Provisionales

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



PROTEMP II

Composite autopolimerizable de mezcla manual, para la confección de provisionales.

		Reposiciones 2 pastas base de 28 g, 1 jeringa y 1 bloc mezcla
46090	70201110445	Color A1 extra claro
46100	70201113233	Color A3 claro
46110	70201113241	Color B3 amarillo
		Accesorios
72070	70201103598	5 jeringas de aplicación
46430	70201103580	Catalizador en jeringa doble de 2,4 g



PROTEMP 4

Composite para la fabricación de restauraciones temporales en sistema Garant, sin necesidad de pulido.

46953	70201132589	Estuche Introducción Protemp 4. 1 Cartucho color A2 de 50 ml 16 puntas de mezcla Dispensador Garant 10:1 Tarjeta técnica y guía de uso
		Reposiciones de 50 ml
46959	70201132647	Color extra blanco
46954	70201132597	Color A1
46956	70201132613	Color A2
46957	70201132621	Color A3
46960	70201132654	Color B3
46972	70201137596	Color A3.5
71453	70201119222	50 puntas mezcladores azul para dispensador Garant 4:1/10:1
77581	70201122549	Dispensador Garant 4:1/10:1
77591	70201115899	1 émbolo Garant 4:1/10:1



CORONAS PROTEMP

Coronas temporales de composite para molares, cúspides y bicúspides.

Referencia	Número de referencia	Descripción
50600	70201051219	Estuche de Introducción 42 coronas provisionales Instrucciones, guía de uso Medidor de coronas (2 bolsas de 10) 6 x molar superior pequeña 6 x molar superior grande 6 x molar inferior pequeño 6 x molar inferior grande 4 x bicúspide premolar superior grande 4 x bicúspide premolar superior pequeño 4 x bicúspide premolar inferior 3 x cúspide canino grande 3 x cúspide canino pequeño
50600TK	70201052480	Estuche de Prueba 16 coronas provisionales Instrucciones, guía de uso Medidor de coronas (1 bolsa de 10) 3 x molar superior pequeña 3 x molar superior grande 2 x molar inferior grande 2 x molar inferior pequeño 2 x bicúspide premolar superior grande 2 x bicúspide premolar superior pequeño 2 x bicúspide premolar inferior 1 reposición
50600SAM	70201052472	Estuche de Lanzamiento 42 coronas provisionales, instrucciones, guía de uso Medidor de coronas (2 bolsas de 10) 6 x molar superior pequeña 6 x molar superior grande 6 x molar inferior pequeño 6 x molar inferior grande 4 x bicúspide premolar superior grande 4 x bicúspide premolar superior pequeño 4 x bicúspide premolar inferior 3 x cúspide canino grande 3 x cúspide canino pequeño 1 Reposición 50613 (5 x corona molar inferior pequeño) Instrucciones y medidor de coronas
		Reposición de 5 coronas
50610	70201051227	Molar superior grande 11-12 mm
50611	70201051235	Molar superior pequeño 9-11 mm
50612	70201051243	Molar inferior grande 11-12 mm
50613	70201051250	Molar inferior pequeño 9-11 mm
50614	70201051268	Bicúspide superior grande 7-8 mm
50615	70201051276	Bicúspide superior pequeño 6-7 mm
50616	70201051284	Bicúspide inferior 6-9 mm
50617	70201051292	Cúspide grande 8-9 mm
50618	70201051300	Cúspide pequeño 6-8 mm

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



CORONAS POLICARBONATO

Coronas de policarbonato temporales, para anteriores (adultos) y bicúspides.

C-180	70200469917	Estuche completo de 180 coronas anteriores
REPPOLI	2 a 303	Reposición 5 coronas de igual tamaño



CORONAS ISO-FORM

Coronas ISO-Form temporales de estaño / plata para molares y bicúspides.

MC-64	70200469859	Estuche de 64 coronas para molares, un medidor y un expansor
		Reposiciones
REPISOM	U-60 a U-79	5 coronas de igual tamaño
REPISOM	L-60 a L-79	5 coronas de igual tamaño
BC-64	70200469883	Estuche de 64 coronas para bicúspides, un medidor y un expansor
		Reposiciones
REPISOB	U-40 a U-59	5 coronas de igual tamaño
REPISOB	L-40 a L-59	5 coronas de igual tamaño



CORONAS DE ACERO INOXIDABLE

Coronas de acero inoxidable, para molares primarios y permanentes.

ND-96	70200469925	Estuche de 96 coronas primarias (molares primarios)
		Reposiciones
REPNICPR	D-UL-2 a 7 y D-UR-2 a 7	5 coronas de igual tamaño
REPNICPR	E-UL-2 a 7 y E-UR-2 a 7	5 coronas de igual tamaño
D-LR-2	D-LL-2 a 7 y D-LR-2 a 7	5 coronas de igual tamaño
REPNICPR	E-LL-2 a 7 y E-LR-2 a 7	5 coronas de igual tamaño
PO-96	70200469958	Estuche de 96 coronas permanentes (molar 6 años)
		Reposiciones
REPNIC6	6-UL-2 a 7	5 coronas de igual tamaño
REPNIC6	6-UR-2 a 7	5 coronas de igual tamaño
REPNIC6	6-LL-2 a 7	5 coronas de igual tamaño
REPNIC6	6-LR-2 a 7	5 coronas de igual tamaño

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



ALICATES DE CONTORNEADO DE CORONAS

		Alicates
800417	70200558073	Para el rizado de coronas
800112	70200558065	Para el contorneado de coronas



TIJERAS DE CORONAS

		Tijeras
801202	70200558107	Curvas para coronas
801203	70200558115	Curvas para festonear



Impresión

4847-5 6290284759345 1.5mm 1.5mm 1.0mm 1.0mm 348 DIA 22 478589009

El éxito

con soluciones de impresión de 3M ESPE



Impregum™ Penta™ Soft / Quick

Poliéster

Ajuste excelente gracias a su gran precisión.

Beneficios

- **Impresiones precisas y sin burbujas** gracias a su hidrofilia inicial en ambientes húmedos.
- **Reproducción exacta del detalle** gracias a sus propiedades fluidas.
- **Menos esfuerzo debido a su comportamiento de fraguado rápido snap set.**
- **Material de fraguado rápido** ahorrando un 33% de tiempo total de trabajo.
- **Sabor a menta, fácil de retirar** "Material Soft".

Indicaciones

- Coronas y puentes
- Inlays y onlays
- Funcionales
- Implantes



Express™ 2

Silicona de Adición


Impresiones de precisión con propiedades clínicas probadas.

Beneficios

- **Tenacidad excelente, menos desgarros durante la retirada en boca.**
- **Gran reproducción del detalle** gracias a sus propiedades hidrófilas y fluidas.
- **Retirada de boca libre de distorsiones** gracias a su excelente resiliencia.
- **Reduce el coste de repeticiones debido a su casi del 100% de recuperación tras la elongación.**
- **Fraguado rápido de los materiales fluidos reduciendo el tiempo de trabajo** gracias a su tecnología térmica activa.

Indicaciones

- Coronas y puentes
- Inlays y onlays



Position™ Penta™ / Quick

Silicona sustituta de Alginato

Menos tiempo de preparación y trabajo. Sin estrés.

Beneficios

- **Impresiones de precisión** con una detalle preciso.
- **Tiempos de trabajo y fraguado rápidos** a temperatura ambiente.
- **Menos distorsiones** gracias a su recuperación elástica.
- **Período de almacenamiento mayor** gracias a su estabilidad dimensional (hasta 2 semanas).
- **Ideal para vaciados múltiples** gracias a su corte inmediato.
- **Fácil de desinfectar**, el material puede sumergirse en una solución desinfectante.

Indicaciones

- Preliminares
- Restauraciones temporales
- Impresiones dientes antagonistas
- Modelos de estudio
- Modelos ortodoncia
- Fabricación de férulas

NOVEDAD


PASTA DE RETRACCIÓN GINGIVAL ARP

La pasta de retracción astringente de 3M ESPE está indicada para la retracción temporal del margen gingival, con el fin de proporcionar un surco seco cuando el tejido periodontal está sano. Indicado para toma de de impresiones, preparación de provisionales, realización de obturaciones de clase II y IV

56944	70201139329	Rep. 25 cápsulas de pasta de retracción ARP
56945	70201139337	Rep. 100 cápsulas de pasta retracción ARP

Materiales de mezcla manual



IMPREGUM F

Material de impresión de poliéter monofásico para impresiones de precisión. Consistencia intermedia para mezcla manual.

31710	70201115956	Reposición 2 tubos base de 120 ml 2 x 2 tubos catalizador de 20 ml 2 bloques mezcla
31503	70201137646	1 tubo pasta base de 120 ml
31473	70201137638	1 tubo de catalizador de 20 ml



PERMADYNE

Material de impresión de poliéter monofásico para impresiones de precisión. Consistencia firme para mezcla manual.

30710	70201115964	Reposición Permadyne viscosidad alta naranja 2 x base de 120 ml 2 x catalizador de 15 ml
30750	70201106385	Reposición Permadyne viscosidad baja azul (fluida) 2 x base de 120 ml 2 x catalizador de 15 ml

Materiales de mezcla con dispensadores de pistola Garant

PERMADYNE GARANT (2:1)

Material de poliéter para impresiones de precisión, de consistencia fluida en dispensador Garant (color azul).

30412	70201106401	Reposición 4 cartuchos Garant (2:1) de 50 ml 20 puntas de mezcla blancas
-------	-------------	---



IMPREGUM GARANT L DUOSOFT / QUICK

Material de poliéter para impresiones de precisión en dispensador Garant (color rosa).

		Reposiciones
31751	70201137679	Impregum Garant L Duosoft 4 cartuchos Garant (2:1) de 50 ml 20 puntas de mezcla blancas 5 jeringas intraorales
31766	70201137695	Impregum Garant L Duosoft Quick Fraguado Rápido 4 cartuchos Garant (2:1) de 50 ml 20 puntas de mezcla blancas 5 jeringas intraorales



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Materiales de mezcla automática en sistema Pentamix

IMPREGUM PENTA

Material de impresión de poliéter monofásico para impresiones de precisión. Consistencia intermedia para ser dispensado en la mezcladora automática Pentamix.

31684	70201134098	Estuche de Introducción Impregum Penta para Pentamix 2 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml 1 cartucho 10 Penta cánulas 1 jeringa para elastómeros Penta 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
P31684	70201132779	Estuche de introducción Impregum Penta para Pentamix 3 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml 1 cartucho 10 Penta cánulas 1 jeringa para elastómeros Penta 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
31644	70201124867	Reposición Impregum Penta para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml 2 catalizador de 60 ml
		Cartuchos de Impregum Penta
77792	70201121640	Cartucho para Pentamix 2
P3792	70201124834	Cartucho para Pentamix 3



IMPREGUM PENTA SOFT

Material de impresión de poliéter monofásico para impresiones de precisión. Consistencia intermedia para ser dispensado en la mezcladora automática Pentamix.

31734	70201134122	Estuche de Introducción Impregum Penta Soft para Pentamix 2 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml 1 cartucho 10 Penta cánulas 1 jeringa para elastómeros Penta 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
P31734	70201132803	Estuche de Introducción Impregum Penta Soft para Pentamix 3 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml 1 cartucho 10 Penta cánulas 1 jeringa para elastómeros Penta 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
31730	70201130054	Reposición Impregum Penta Soft para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml 2 catalizador de 60 ml
		Cartuchos de Impregum Penta Soft
77787	70201120493	Cartucho para Pentamix 2
P3787	70201124917	Cartucho para Pentamix 3

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Materiales de mezcla automática

IMPREGUM PENTA SOFT QUICK

Material de impresión de poliéter monofásico para impresiones de precisión, de fraguado rápido. Consistencia intermedia para ser dispensado en mezcladora automática Pentamix.

31770	70201134148	Estuche de Introducción Impregum Penta Soft Quick para Pentamix 2 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml, 1 cartucho 10 Penta cánulas, 1 jeringa para elastómeros Penta 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
P31770	70201132829	Estuche de Introducción Impregum Penta Soft Quick para Pentamix 3 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml, 1 cartucho 10 Penta cánulas, 1 jeringa para elastómeros Penta 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
31764	70201130021	Reposición Impregum Penta Soft Quick para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml, 2 catalizador de 60 ml
		Cartuchos de Impregum Penta Soft Quick
31775	70201121558	Cartucho para Pentamix 2
P3775	70201130013	Cartucho para Pentamix 3

Materiales de mezcla automática en sistema Pentamix

IMPREGUM PENTA H/L DUOSOFT

Material de impresión de poliéter para impresiones de precisión en técnica de doble impresión.

31738	70201134080	Estuche de Introducción Impregum Penta H / L DuoSoft para Pentamix 2 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml, 1 cartucho 10 Penta cánulas 2 cartuchos de 50 ml Impregum Garant L DuoSoft 1 dispensador Garant; 5 puntas de mezcla blancas 5 puntas intraorales; 5 jeringas intraorales 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
P31738	70201137935	Estuche de Introducción Impregum Penta H / L DuoSoft para Pentamix 3 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml, 1 cartucho 10 Penta cánulas 2 cartuchos de 50 ml Impregum Garant L DuoSoft 1 dispensador Garant, 5 puntas de mezcla blancas 5 puntas intraorales; 5 jeringas intraorales 1 botella de 17 ml de adhesivo para poliéter
31740	70201124818	Reposición Impregum Penta H DuoSoft para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml 2 catalizador de 60 ml
31745	70201124859	Reposición Impregum Penta L DuoSoft para Pentamix 2 y Pentamix 3 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml
P3795	70201124842	Cartucho de Impregum Penta L DuoSoft para Pentamix 3
P3793	70201124784	Cartucho de Impregum Penta H DuoSoft para Pentamix 3

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



IMPREGUM PENTA H/L DUOSOFT QUICK

Material de impresión de poliéter para impresiones de precisión, de fraguado rápido, en técnica doble impresión.

P31772	70201137927	Estuche de Introducción Impregum Penta H / L DuoSoft Quick para Pentamix 3 1 x base tubular de 300 ml 1 x catalizador 60 ml 10 penta cánulas rojas 1 cartucho Penta 2 cartuchos Garant L 50 ml 5 puntas de mezcla Garant blancas 5 puntas intraorales Garant blancas 5 jeringas intraorales 1 adhesivo poliéteres 17 ml 1 dispensador Garant 2
31768	70201124792	Reposición de Impregum Penta H DuoSoft Quick para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml 2 catalizador de 60 ml
		Cartucho de Impregum Penta H DuoSoft Quick
31773	70201121533	Cartucho para Pentamix 2
P3773	70201124800	Cartucho para Pentamix 3



PERMADYNE PENTA H/L

Material de impresión de poliéter para impresiones de precisión de consistencia firme, dispensado en mezcladora automática Pentamix.

30102	70201130195	Reposición Permadyne Penta H color naranja para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml 2 catalizador de 60 ml
30312	70201130179	Reposición Permadyne Penta L color azul para Pentamix 2 y Pentamix 3 1 base tubular de 300ml 1 catalizador de 60ml
P3861	70201130211	Cartucho de Permadyne Penta L para Pentamix 3
		Cartucho de Permadyne Penta H
P3851	70201130187	Cartucho para Pentamix 3



RAMITEC PENTA

Material de impresión de poliéter para impresiones de registros oclusales para ser dispensado en mezcladora automática Pentamix.

33112	70201130286	Reposición Ramitec Penta para Pentamix 2 y Pentamix 3 1 base tubular de 300 ml 1 catalizador de 60 ml
P3821	70201130278	Cartucho de Ramitec Penta para Pentamix 3



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Silicona de adición de mezcla manual
EXPRESS 2 MANUAL

Nueva generación de material de impresión de silicona de adición de viscosidad putty para impresiones de precisión con mezcla manual. Material para cubeta.

36844	70201130336	Estuche de Introducción Express 2 Putty Soft 1 tarro masilla de 300 ml 1 tarro masilla pasta de 300ml 2 cucharillas 1 Express 2 Regular Body cartucho de 50 ml 1 Express 2 Light Body Standard cartucho de 50 ml 10 puntas de mezcla amarillas 10 puntas intraorales amarillas 1 VPS adhesivo para cubeta, 1 ficha técnica
36842	70201130310	Estuche de Introducción Express 2 Putty Quick 1 tarro masilla de 300 ml 1 tarro masilla pasta de 300 ml 2 cucharillas 1 Express 2 Light Body Flow Quick cartucho de 50 ml 1 Express 2 Regular Body Quick cartucho de 50 ml 10 puntas de mezcla amarillas 10 puntas intraorales amarillas 1 VPS adhesivo para cubeta, 1 ficha técnica
36843	70201130328	Reposición Express 2 Putty Soft 1 tarro masilla de 300 ml 1 tarro masilla pasta de 300 ml 2 cucharillas
36841	70201130302	Reposición Express 2 Putty Quick 1 tarro masilla de 300 ml 1 tarro masilla pasta de 300 ml 2 cucharillas

Silicona de adición de mezcla manual
EXPRESS 2 HEAVY BODY / QUICK

Nueva generación de material de impresión de silicona de adición de viscosidad pesada dispensado en pistola Garant. Material para cubeta.



36986	70201052274	Reposición Express 2 Heavy Body 4 Express, 2 Heavy Body cartuchos de 50 ml 10 puntas de mezcla verdes
36988	70201052290	Reposición Express 2 Heavy Body Quick 4 Express, 2 Heavy Body Quick cartuchos de 50 ml 10 puntas de mezcla verdes

FLUIDAS
Materiales de mezcla manual
Material Viscosidad Alta
EXPRESS 2 REGULAR BODY / QUICK


36957	70201137810	Reposición Express 2 Regular Body 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas amarillas Garant 5 jeringas intraorales
36958	70201137828	Reposición Express 2 Regular Body Quick 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas amarillas Garant 5 jeringas intraorales

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Material Viscosidad Media

EXPRESS 2 LIGHT BODY STANDARD / QUICK

36813	70201137778	Reposición Express 2 Light Body standard 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas dispensadoras Garant amarillas 5 jeringas intraorales
36814	70201137786	Reposición Express 2 Light Body standard Quick 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas dispensadoras Garant amarillas 5 jeringas intraorales

Material Viscosidad Baja

EXPRESS 2 LIGHT BODY FLOW / QUICK

36811	70201137752	Reposición Express 2 Light Body Flow 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas dispensadoras Garant amarillas 5 jeringas intraorales
36812	70201137760	Reposición Express 2 Light Body Flow Quick 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas dispensadoras Garant amarillas 5 jeringas intraorales


Material Viscosidad Ultra Baja
EXPRESS 2 ULTRA LIGHT BODY QUICK

36817	70201137794	Reposición Express 2 Ultra Light Body Quick 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas dispensadoras Garant amarillas 5 jeringas intraorales
-------	-------------	--


EXPRESS 2 REGULAR

Material de impresión hidrofílico de silicona de adición.

		Reposiciones Express fluido
7302	70201036574	Express 2 Regular verde fraguado normal: 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas dispensadoras Garant amarillas
7301	70201036517	Express 2 Regular azul fraguado rápido: 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas dispensadoras Garant amarillas

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Materiales de mezcla automática en sistema Penta
EXPRESS 2 PENTA H


36807	70201133991	Estuche de Introducción para Pentamix 2 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body Standard 1 cartucho metal 10 Penta cánulas rojas
P36807	70201137877	Estuche de Introducción para Pentamix 3 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body Standard 5 puntas de mezcla amarillas 5 puntas intraorales amarillas 5 jeringas intraorales 1 cartucho metal 10 Penta cánulas rojas
36808	70201130401	Reposición Express 2 Penta H para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 pasta base de 300 ml 2 pasta catalizador de 60 ml
P3811	70201130088	Cartuchos de Express 2 Penta H para Pentamix 3


EXPRESS 2 PENTA H QUICK

36809	70201134007	Estuche de Introducción para Pentamix 2 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Flow Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body 1 cartucho metal 10 Penta cánulas rojas
P36809	70201137893	Estuche de Introducción para Pentamix 3 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Flow Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body 5 puntas de mezcla amarillas 5 puntas intraorales amarillas 5 jeringas intraorales 1 cartucho metal 10 Penta cánulas rojas
36810	70201130435	Reposición Express 2 Penta H Quick para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 pasta base de 300 ml 2 pasta catalizador de 60 ml
P3812	70201130427	Cartuchos de Express 2 Penta H Quick para Pentamix 3

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



EXPRESS 2 PENTA H UNIVERSAL QUICK

36837	70201134015	Estuche de Introducción para Pentamix 2 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body Standard 1 cartucho metal; 10 Penta cánulas rojas
P36837	70201137901	Estuche de Introducción para Pentamix 3 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body Standard 5 puntas de mezcla amarillas 5 puntas intraorales amarillas; 5 jeringas intraorales 1 cartucho metal; 10 Penta cánulas rojas
36838	70201130476	Reposición Express 2 Penta H Universal Quick para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 pasta base de 300 ml 2 pasta catalizador de 60 ml
P3814	70201130484	Cartuchos de Express 2 Penta H Universal Quick para Pentamix 3



EXPRESS 2 PENTA PUTTY

36815	70201134023	Estuche de Introducción para Pentamix 2 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Ultra-Light Body Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body 1 cartucho metal ; 10 Penta cánulas rojas
P36815	70201137869	Estuche de Introducción para Pentamix 3 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Ultra-Light Body Quick fraguado rápido de 50 ml 1 Express 2 Light Body 5 puntas de mezcla amarillas 5 puntas intraorales amarillas; 5 jeringas intraorales 1 cartucho metal; 10 Penta cánulas rojas
36816	70201124743	Reposición Express 2 Penta Putty para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 pasta base de 300 ml; 2 pasta catalizador de 60 ml
		Cartuchos de Express 2 Penta Putty
77813	70201124123	Cartucho para Pentamix 2
P3813	70201124750	Cartucho para Pentamix 3



Referencia	Número de referencia	Descripción
EXPRESS 2 PENTA PUTTY SOFT		
36875	70201134767	Kit Introducción para Pentamix 2 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Flow de 50 ml 1 Express 2 Regular Body de 50ml 1 cartucho metal 10 Penta cánulas rojas
P36861	70201137950	Kit Introducción para Pentamix 3 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 Express 2 Light Body Flow de 50 ml 1 Express 2 Regular Body de 50ml 5 puntas de mezcla amarillas 5 puntas intraorales amarillas 5 jeringas intraorales 1 cartucho metal 10 Penta cánulas rojas
36862	70201134510	Reposición Express 2 Penta Putty Soft para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 bases tubular de 300 ml 2 catalizadores de 60 ml
Cartuchos de Express 2 Penta Putty Soft		
77815	70201135285	Cartucho para Pentamix 2
P3815	70201135277	Cartucho para Pentamix 3

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



DIMENSION PENTA

36927	70201137372	Estuche de Introducción para Pentamix 2 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 cartucho 1 Dimension Ultra-Light Body Quick de 50 ml 1 Dimension Regular Body de 50 ml 10 Penta cánulas rojas 10 cánulas de mezcla Garant amarillas 10 puntas intraorales Garant amarillas 1 adhesivo de cubeta para VPS
P36927	70201137141	Estuche de Introducción para Pentamix 3 1 pasta base de 300 ml 1 pasta catalizador de 60 ml 1 cartucho 1 Dimension Ultra-Light Body Quick de 50 ml 1 Dimension Regular Body de 50 ml 10 Penta cánulas rojas 10 cánulas de mezcla Garant amarillas 10 puntas intraorales Garant amarillas 1 adhesivo de cubeta para VPS
36924	70201137083	Reposición Dimension Penta Putty 2 pasta base de 300 ml 2 catalizadores de 60 ml
36925	70201137091	Reposición Dimension Regular Body 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas de mezcla amarillas
36926	70201137109	Reposición Dimension Ultra-Light Body Quick 4 cartuchos de 50 ml 10 puntas de mezcla amarillas
77816	70201137117	Cartucho para Pentamix 2
P3816	70201137125	Cartucho para Pentamix 3

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



POSITION PENTA / QUICK

Material de impresión de silicona de adición para impresiones preliminares sustituto del alginato.

P39037	70201136937	Estuche de Introducción Position Penta Quick para Pentamix 3 1 base tubular de 300 ml, 1 catalizador de 60 ml 1 cartucho Pentamix 3
29012	70201130260	Reposición Position Penta para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml, 2 catalizador de 60 ml
29062	70201130245	Reposición Position Penta Quick para Pentamix 2 y Pentamix 3 2 base tubular de 300 ml, 2 catalizador de 60 ml
		Cartuchos de Position Penta
77681	70201120618	Cartucho para Pentamix 2
P3681	70201130229	Cartucho para Pentamix 3
P3691	70201130237	Cartuchos de Position Penta Quick para Pentamix 3



CUBETAS POSITION PENTA

Cubetas desechables para todo tipo de impresiones (Prótesis fija, removible, implantes, preliminares, etc.)

		Reposiciones 10 cubetas Position
71600	70201114959	Tamaño S, arcada superior
71601	70201114967	Tamaño M, arcada superior
71602	70201114975	Tamaño L, arcada superior
71604	70201114991	Tamaño S, arcada inferior
71605	70201115006	Tamaño M, arcada inferior
71606	70201115014	Tamaño L, arcada inferior

Materiales de mezcla manual



PALGAT PLUS / PALGAT PLUS QUICK

Material de alginato para impresiones preliminares.

21520	70201111823	Estuche sencillo Palgat Plus 6 bolsas de 450 g, 1 bote de resina y 1 medidor
21530	70201112938	Estuche sencillo Palgat Plus Quick 6 bolsas de 450 g, 1 bote de resina y 1 medidor
21540	70201108464	Estuche grande Palgat Plus 14 bolsas de 450 g, 1 bote de resina y 1 medidor
21550	70201106286	Estuche grande Palgat Plus Quick 14 bolsas de 450 g, 1 bote de resina y 1 medidor
21560	70201106294	Estuche gigante Palgat Plus 18 bolsas de 450 g y 1 medidor
21570	70201106302	Estuche gigante Palgat Plus Quick 18 bolsas de 450 g y 1 medidor
75040	70201105981	Medidor Palgat

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Silicona adición registro oclusión

IMPRINT BITE

Material de impresión de silicona de adición para registro de oclusión.



36890	70201115097	Estuche de Introducción 2 cartuchos Garant x 50 ml 10 puntas mezcla verde Bite 1 dispensador Garant 1:1 / 2/1 10 puntas aplicación intraorales
36850	70201115089	Reposición 4 cartuchos x 50 ml 20 puntas de aplicaciones verdes

RAMITEC

Material de impresión de poliéter para impresiones de registros oclusales. Mezcla manual.



33710	70201106641	Reposición 2 tubos base de 120 ml 2 tubos catalizador de 15 ml 1 jeringa de aplicación y bloque de mezcla
33050	70201106633	1 tubo de pasta base de 120 ml
33020	70201106625	1 tubo de catalizador de 15 ml
72041	70201102947	5 jeringas de aplicación Ramitec

ACCESORIOS JERINGA ELASTÓMEROS

71217	70201112086	1 dispositivo para rellenar la jeringa de elastómeros
71209	70201111104	1 jeringa elastómeros Penta metálica
71210	70201102137	1 jeringa elastómeros Penta transparente
71043	70201102376	1 tuerca estriada para jeringa metálica
77720	70201102160	1 tuerca estriada para jeringa transparente
71050	70201102392	1 teflón blanco del pistón
71068	70201102400	1 cepillo para limpiar la jeringa
71076	70201102384	1 tornillo para el pistón de la jeringa
71225	70201132928	12 puntas intraorales para la jeringa de elastómeros
71200	70201105817	Cuerpo plástico jeringa (10 uds.)

JERINGAS INTRAORALES

Jeringas intraorales para dispensado de material fluido de impresión.



71471	70201137547	20 jeringas intraorales para Express 2 Fluida
71470	70201137539	20 jeringas intraorales para Impregum Garant

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

ACCESORIOS GARANT/PENTA

DISPENSADOR

77580	70201122564	Dispensador Garant 2 (1:1/2:1) Para Impregum Garant L Duosoft, Express 2 Permadyne Garant, Imprint Bite
77590	70201115873	Émbolo Garant 2 (1:1 / 2:1)

PUNTAS DE MEZCLA

71450	70201119214	50 puntas verdes para Imprint Bite, Express 2 Heavy Body
71451	70201119206	50 puntas transparentes para Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant
71452	70201119198	50 puntas amarillas para Express 2 Fluidas y Dimension

PUNTAS INTRAORALES

71460	70201122580	50 puntas verdes para Imprint Bite
71461	70201135293	50 puntas transparentes para Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant, Express 2 Heavy Body
71462	70201122556	50 puntas amarillas para Express 2 Fluidas y Dimension

PENTA CÁNULAS

71512	70201119180	50 Penta cánulas rojas
-------	-------------	-------------------------------

PIEZAS / ACCESORIOS PARA IMPRESIONES

7307	70201106492	Adhesivo cubeta de silicona (VPS) 17 ml
30600	70201109975	Adhesivo cubetas poliéter 17 ml
7314	70200524364	Cucharillas masilla Express 2 (2 unidades)

BLOQUES DE MEZCLA

70128	70201102251	10 bloques de mezcla - pequeños
70144	70201102244	10 bloques de mezcla - universales - 78 x 80 mm
70180	70201102277	10 bloques de mezcla - extra grandes - 150x240 mm
70190	70201108662	10 bloques de mezcla - grande

ESPÁTULAS

71233	70201102285	1 espátula para elastómeros de acero inoxidable, estándar
-------	-------------	--

IMPRESEPT

Desinfectante universal por inmersión para materiales de impresión y cubetas.

25125	70201113100	Estuche Introducción 6 bolsas x 1,1 litro
-------	-------------	--



Protección y Esterilización





G2810



G2820



G2846

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

GAFAS DE PROTECCIÓN

G2810	DE272933032	Gafas "Super Ligeras" Caja de 20 gafas Resistencia a impactos Protección UV
G2820	DE272933040	Gafas "New Stylish" Caja de 20 gafas Resistencia a impactos Protección UV Tratamiento antirrayadura y antiempañante
G2846	DE272933123	Gafas "Ultimate Comfort" Caja de 20 gafas Resistencia a impactos Protección UV y a la luz azul Tratamiento antirrayadura y antiempañante



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Mascarilla de higiene. Anatómica y resistente a fluidos

1942 FR	70201003608	Mascarilla de higiene. Anatómica y resistente a fluidos. Aseptex plus resistente al fluido. 50 mascarillas color rosa
1942 FB	70201003616	Mascarilla de higiene. Anatómica y resistente a fluidos. Aseptex plus resistente al fluido. 50 mascarillas color azul

Mascarilla de protección plegada y sin válvula de exhalación

1861	GT500012544	Mascarilla de protección plegada FFP1 Nivel de protección básico. 120 mascarillas (20 mascarillas/caja, 6 cajas/embalaje)
1802	70071565603	Mascarilla VFlex 1802 FFP2 Tamaño estándar. Protección para el paciente y el dentista. 400 mascarillas (8 cajas, 50uds/caja)
1802S	70071565611	Mascarilla VFlex 1802S FFP2 Tamaño pequeño. Protección para el paciente y el dentista. 400 mascarillas (8 cajas, 50uds/caja)

Mascarilla de protección moldeada. Nivel de protección básico. Con carbón activo

9913	GT500078024	Mascarilla de protección moldeada FFP1 Nivel de protección básico SIN VÁLVULA DE EXHALACIÓN. Incorpora carbón activo para los humos de corte por láser y olores molestos. 100 mascarillas (20 mascarillas/caja, 5 cajas/embalaje)
9914	GT500077992	Mascarilla de protección moldeada FFP1 Nivel de protección básico. CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN. Incorpora carbón activo para los humos de corte por láser y olores molestos. 100 mascarillas (10 mascarillas/caja, 10 cajas/embalaje)



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



Máscaras y filtros de protección frente a gases y vapores.

6100	XA007702633	Máscara de protección talla pequeña Pieza facial de protección de media máscara. Reutilizable (con conexión para dos filtros) Caja de 8 máscaras (filtros no incluidos)
6200	XA007702658	Máscara de protección talla mediana Pieza facial de protección de media máscara. Reutilizable (con conexión para dos filtros) Caja de 8 máscaras (filtros no incluidos)
6300	XA007702674	Máscara de protección talla grande Pieza facial de protección de media máscara. Reutilizable (con conexión para dos filtros) Caja de 8 máscaras (filtros no incluidos)
6096	70071091568	Filtro para acoplar a pieza facial Protección combinada de gases, vapores y partículas: mercurio (Hg), gases inorgánicos (Cl) y partículas P3 32 filtros (4 filtros/caja, 8 cajas/embalaje)



1262P

ESTERILIZACIÓN - INDICADORES BIOLÓGICOS

1261P	70200504416	3M ESPE Attest Indicador biológico vapor ciclos gravedad a 134°C (Ciclos N)
1262P	70200538646	3M ESPE Attest Indicador biológico vapor prevacío (Ciclos B y S) 25 indicadores/caja
1292E	70200722414	Attest Lectura Rápida/Prevacío 134°C, 121°C y Gravedad 121°C 50 indicadores/caja
118	70200559170	Attest Incubadora Pequeña Vapor (capacidad 14 viales)
290	70200729823	Attest Incubadora Lectura Rápida Vapor



118

ESTERILIZACIÓN - INDICADORES QUÍMICOS

1322-18	CT060907558	Comply Cinta indicadora vapor, 18mm x 55m (28 rollos)
1250	70200614793	Comply tiras multiparamétricas, 480 tiras/caja
1243B	70200702705	Comply integrador vapor, 10 bolsas, 100 integradores/bolsa
1301	DH999985954	Comply paquete Prueba B&D para autoclave, 20 paquetes/caja



1243B



1250



1301



STERI DUAL ECO. BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN PAPEL / PLÁSTICO

Referencia	Número de referencia	Descripción
Bolsas mixtas ECO, 1.000 uds./caja		
8652	DH888800207	Tamaño: 7,5cm x 15cm. Implantes, clamps
8654	DH888800215	Tamaño: 7,5cm x 19,5cm
8656	DH888800108	Tamaño: 7,5cm x 25cm. Pieza de mano, instrumental de mano
8658	DH888800223	Tamaño: 7,5cm x 30cm
8660	DH888800231	Tamaño: 7,5cm x 39cm
8662	DH888800249	Tamaño: 10cm x 15cm
8664	DH888800116	Tamaño: 10cm x 19,5cm
8666	DH888800124	Tamaño: 10cm x 25cm. Cubetas de impresión, freseros
8668	DH888800256	Tamaño: 10cm x 30cm. Cirugía, ortodoncia
8672	DH888800264	Tamaño: 10cm x 39cm. Instrumental de mano
8674	DH888800264	Tamaño: 10cm x 45cm
8676	DH888800140	Tamaño: 10cm x 57cm
8678	DH888800272	Tamaño: 15cm x 19,5cm
8680	DH888800157	Tamaño: 15cm x 25cm
8682	DH888800165	Tamaño: 15cm x 30cm. Instrumental múltiple
8684	DH888800181	Tamaño: 15cm x 39cm
8686	DH888800280	Tamaño: 15cm x 45cm
8688	DH888800173	Tamaño: 20cm x 25cm
8690	DH888800298	Tamaño: 20cm x 30cm. Instrumental múltiple, Cassete pequeño, Stericage, Cassete A4 y Cassete SteriSystem
8693	DH999904971	Tamaño: 20cm x 39cm
8696	DH999904989	Tamaño: 20cm x 45cm
8698	DH999904997	Tamaño: 25cm x 30cm
8701	DH999905002	Tamaño: 25cm x 39cm. Instrumental múltiple, Cassete A4 y SteriSystem
8703	DH999905010	Tamaño: 25cm x 45cm. Cassettes grandes (BB Sterisystems)
8705	DH999905028	Tamaño: 25cm x 50cm
8707	DH999905036	Tamaño: 30cm x 39cm
8709	DH999905044	Tamaño: 30cm x 45cm
8711	DH999905051	Tamaño: 30cm x 57cm
8715	DH999905069	Tamaño: 35cm x 39cm
8717	DH999905077	Tamaño: 35cm x 45 cm. Cassettes grandes (Tipo I.M.S)
8719	DH999905085	Tamaño: 40cm x 45 cm. Cassettes grandes (Tipo I.M.S)
8721	DH999905093	Tamaño: 42cm x 55cm



Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

STERI DUAL ECO. ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN

		Rollos mixtos ECO
8601	DH999990632	Tamaño: 5 cm x 200 m. 12 rollos/caja.
8603	DH888800009	Tamaño: 7,5 cm x 200 m. 4 rollos/caja. Implantes, clamps
8605	DH888800017	Tamaño: 10 cm x 200 m. 3 rollos/ caja. Fresas
8607	DH999905374	Tamaño: 15 cm x 200 m. 2 rollos/ caja. Cirugía, ortodoncia
8609	DH888800025	Tamaño: 20 cm x 200 m. 2 rollos/ caja. Instrumental múltiple
8613	DH888800033	Tamaño: 25 cm x 200 m. 2 rollos/ caja. Instrumental múltiple, Cassette pequeño, Stericage, Cassete A4 y Cassete SteriSystem
8615	DH888800041	Tamaño: 30 cm x 200 m. 1 rollo/ caja. Instrumental múltiple, Cassete A4 y SteriSystem
8617	DH888800058	Tamaño: 35 cm x 200 m. 1 rollo/ caja. Cassettes Grandes (BB SteriSystems)
8619	DH999990715	Tamaño: 40 cm x 200 m. 1 rollo/ caja. Cassettes Grandes (Tipo I.M.S)
		Rollos mixtos con fuelle ECO
8750	DH999990723	Tamaño: 7,5cm x 2,5cm x 100m. 8 rollos/caja.
8752	DH999990731	Tamaño: 10cm x 5cm x 100m. 6 rollos/caja.
8754	DH999990749	Tamaño: 15cm x 5cm x 100m. 4 rollos/caja.
8756	DH999990756	Tamaño: 20cm x 5,5cm x 100m. 4 rollos/caja.
8758	DH888800066	Tamaño: 25cm x 6,5cm x 100m. 2 rollos/caja.
8760	DH888800074	Tamaño: 30cm x 8cm x 100m. 2 rollos/caja.
8762	DH888800082	Tamaño: 35cm x 8cm x 100m. 2 rollos/caja.
8764	DH888800090	Tamaño: 40cm x 8cm x 100m. 2 rollos/caja.



Materiales CAD/CAM





Lava™ Ultimate

Restaurador CAD/CAM
para coronas sobre implantes

Resistente y fácil de usar, alternativa perfecta a la cerámica.

Exclusiva tecnología de nano cerámica



Lava™ Plus

Restaurador Monolítico
de alta translucidez

Sin metal, gran estética, la alternativa perfecta al metal cerámica.

Su alta translucidez combinada con su exclusiva tecnología de color hace que los colores seán cálidos y naturales desde el interior.



Lava™ Plus

Estructura de alta translucidez
para recubrimiento cerámico

Principales beneficios

- Increíblemente resistente
- Gracias a su fuerza de absorción, reduce el estrés, especialmente en restauraciones implanto-soportadas.
- Gran resistencia al desgaste, suave con los dientes antagonistas.
- Fácil de ajustar con diferentes técnicas –puede trabajar con la que más le guste sobre la estructura real del diente.
- Acabado brillante y pulido duradero

Principales beneficios

- Excelente estética con zirconia en bloque.
- Obtiene lo que usted pide. Color excelente que corresponde con la guía VITA classical A1 – D4.
- La mayor resistencia que necesita: 3 veces más resistente que E max CAD*
- Permite preservar la preparación, ideal para soluciones con espacio muy limitado.

Principales beneficios

- Material Lava con mayor estética.
- El color de la estructura corresponde exactamente con la guía VITA classical A1 – D4 con resultados excelentes
- Ofrece flexibilidad para recubrimiento total o parcial cubriendo las necesidades estéticas y de resistencia.

* Utilizando test de tres puntos de resistencia a la flexión – ISO 6872

Lava™

Soluciones de precisión



Elige material LAVA



	Lava™ Ultimate Restaurador CAD/CAM para coronas sobre implantes	Lava™ Plus Restaurador Monolítico de gran translucidez	Lava™ Plus Estructura para recubrimiento de gran translucidez
INDICACIONES			
Anterior			
Carillas	●		
Coronas	●	●	+
Coronas sobre implantes	●	●	+
Puentes		●	+
Pilar con interfase de titanio		+	
Posterior			
Inlay/Onlay	+		
Coronas	+	+	●
Coronas sobre implantes	+	●	●
Puentes		+	●
Pilar con interfase de titanio		+	
CEMENTACIÓN			
Adhesivo	●	●	●
Convencional		●	●
Cemento recomendado	RelyX™ Ultimate	RelyX™ Unicem 2	RelyX™ Unicem 2



Disponible desde Centros Autorizados LAVA

Lava™ Ultimate Restorative está disponible para **straumann CARES®** o **CEREC®** labs.

● Recomendado + Mejor opción

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



SISTEMA COJET

Sistema de reparación intraoral para la mejora de la adhesión en superficies de metal, cerámica y composite.

68420	70201112912	Estuche de Introducción Cojet Completo 1 x arena Cojet de 40 g 1 frasco de ESPE Sil de 8 ml 1 frasco de Visio-Bond de 2,5 ml 1 frasco de Sinfony opaquer A3.5 g de polvo 1 frasco de Sinfony opaquer 8 ml de líquido 1 microarenadora
68421	70201112730	Estuche de Introducción Cojet System 1 x arena Cojet de 40 g 1 frasco de ESPE Sil de 8 ml 1 frasco de Visio-Bond de 2,5 ml 1 frasco de Sinfony opaquer A3.5 g de polvo 1 frasco de Sinfony opaquer 8 ml de líquido
68411	70201100545	3 x arena Cojet de 40 g
68300	70201108316	1 frasco de ESPE Sil 8 ml
74088	70201101469	Accesorio colgador cepillo
49630	70201107185	1 frasco polvo Sinfony Opaquer A3.5 5 gr
49860	70201107367	1 frasco líquido Sinfony Opaquer 8ml

NOVEDAD



LAVA ULTIMATE

Restaurador CAD/CAM para coronas sobre implantes. Exclusiva tecnología nano cerámica. Resistente y fácil de usar, alternativa perfecta a la cerámica. Bloques para sistemas Cerec.

Referencia	Número de referencia	Descripción
3314-IK	70201086785	Estuche de Introducción 10 bloques 2x bloque 12, A2-LT 2x bloque 12, A3-HT 2x bloque 14L, A2, LT 2x bloque 14L, A3-LT 2x bloque 14L, A3,5-LT"
3314-TK	70201086793	Estuche de Prueba 5 bloques 1x bloque 12, A2-LT 1x bloque 12, A3-HT 1x bloque 14L, A2, LT 1x bloque 14L, A3-LT 1x bloque 14L, A3,5-LT"
		Reposiciones 5 bloques
3314BL-LT	70201086306	Bleach-LT
3314A1-HT	70201086314	A1-HT
3314A1-LT	70201086322	A1-LT
3314A2-HT	70201086330	A2-HT
3314A2-LT	70201086348	A2-LT
3314A3-HT	70201086355	A3-HT
3314A3-LT	70201086363	A3-LT
3314A3.5-LT	70201086371	A3.5-LT
3314B1-HT	70201086389	B1-HT
3314B1-LT	70201086397	B1-LT
3314C2-LT	70201086405	C2-LT
3314D2-LT	70201086413	D2-LT
3312BL-LT	70201086181	Bleach
3312A1-HT	70201086199	A1-HT
3312A1-LT	70201086207	A1-LT
3312A2-HT	70201086215	A2-HT
3312A2-LT	70201086223	A2-LT
3312A3-HT	70201086231	A3-HT
3312A3-LT	70201086249	A3-LT
3312A3.5-LT	70201086256	A3.5-LT
3312B1-HT	70201086264	B1-HT
3312B1-LT	70201086272	B1-LT
3312C2-LT	70201086280	C2-LT
3312D2-LT	70201086298	D2-LT



Laboratorio

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Materiales de poliéter para duplicación

REPROGUM F / REPROGUM

Material de duplicado de precisión a base de poliéter. Dispensable individualmente. Aplicable para el duplicado de modelos originales especialmente de cerámicas completas y en la fabricación de incrustaciones (inlays y onlays) y uniones de precisión.

VENTAJAS:

- Para un duplicado óptimo tanto de modelos de yeso como de resina.
- Exacta reproducción del detalle, alta resistencia al desgarro y mejor consistencia de fabricación.
- Económico, permite ahorrar tiempo y máxima eficiencia



85370	70201107698	Estuche individual 3 x 5.500 g de componente I con instrucciones
85380	70201107706	Estuche individual 3 x 1.500 g de componente II
85390	70201107714	Estuche individual 3 x 205 g catalizador
85340	70201107755	Estuche individual 1 bomba dispensadora para el componente I con instrucciones
85350	70201107763	Estuche individual 1 bomba dispensadora para el componente II con instrucciones
85360	70201107771	Estuche individual 1 bomba dispensadora para el catalizador

VESTOGUM

Material de poliéter para el modelado de la encía. Aplicable para los trabajos combinados, telescópicos o en dientes anteriores. Para la extensión y alargamiento de los dientes. Para realizar una valoración de colores en el material de fabricación de carillas y coronas. Modelado controlado.

VENTAJAS:

Reproducción exacta y rápida de la encía. Hace visible las manchas potenciales derivadas de la presión y los defectos cosméticos en el modelo. Se ajusta al color natural de la encía de forma que permite un control perfecto de la tonalidad de las reconstrucciones.



86020	70201107797	Estuche normal 1 pasta base de 130 g 1 catalizador de 20 g 1 bloque de mezcla 3 toberas de repuesto
-------	-------------	--

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

Materiales de resina fotopolimerizables



SINFONY

Composite fotopolimerizable de partículas ultrafinas y alta resistencia, para la caracterización de prótesis en restauraciones fijas y removibles sobre estructuras de metal, así como la adaptación de dientes preformados.

SINFONY MASTER SET

VENTAJAS:

Ofrece un concepto económico de la reproducción sencilla para el sistema de coloración completa Vita. Con 16 tonos opacos y dentinas, perfectamente ajustados unos con otros, se obtienen unas tonalidades estéticas brillantes incluso usando superposición de capas estándar. Único material fluido para la fabricación directa por capas de carillas y coronas. Dispone de propiedades tixotrópicas (fluidez bajo presión) así como una elevada elasticidad, haciendo que su manipulación sea cómoda y sencilla. Una buena relación equilibrada de translucidez y opacidad asegura las reproducciones de color exactas, incluso para carillas y coronas finas. Los materiales de esmalte y transparentes están lo suficientemente ajustados para la caracterización por capas de restauraciones hechas de porcelana, mostrando opalescencia y fluorescencia natural, creando una imagen de vitalidad y brillo. 4 materiales naturales transparente-opalescente y materiales incisales fluorescentes. De cara a un acabado óptimo y eficiente del material Sinfony, se ofrece un surtido de instrumentos rotatorios especiales para cada tipo de trabajo. Gran facilidad para el pulido y alta resistencia a la placa. Sensacionales propiedades físicas: elevada fuerza de tensión y compresión, resistencia al impacto y abrasión así como una mínima absorción de agua.

De cara a la personalización y caracterización de los trabajos se dispone del magic set, con 9 tonos intensivos, del estuche dentina opaco y de dos materiales adicionales para efectos de esmalte, las propiedades visuales de las restauraciones estéticas pueden equipararse a las de las originales de una manera fascinante mediante la superposición de capas. Usando los cinco opacificadores intensivos, las carillas pueden caracterizarse e intensidades que se deseen.

49000	70201106690	Sinfony Master Set 16 dispensadores de 5 g de material de dentina 4 dispensadores de 5 g de material incisal 2 dispensadores de 5 g de material de efecto esmalte 4 dispensadores de 5 g de material transpa-opal 5 dispensadores de 5 g de material de dentina
		Estuches individuales Material de dentina en dispensadores de 5 g cada uno, en los colores:
49100	70201106732	Color D A1
49110	70201106740	Color D A2
49120	70201106757	Color D A3
49130	70201106765	Color D A3.5
49140	70201106773	Color D A4
49160	70201106781	Color D B1
49170	70201106799	Color D B2
49180	70201106807	Color D B3
49190	70201106815	Color D B4
49210	70201106823	Color D C1
49220	70201106831	Color D C2
49230	70201106849	Color D C3
49240	70201106856	Color D C4
49260	70201106864	Color D D2
49270	70201106872	Color D D3
49280	70201106880	Color D D4

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

SINFONY (continuación)

		Estuches individuales
		Material incisal en dispensador de 5 g cada uno, en los colores:
49300	70201106898	Color E1
49310	70201106906	Color E2
49320	70201106914	Color E3
49330	70201106922	Color E4
		Polvo opaquer de 5 g cada uno, en los colores:
49600	70201107151	Color A1
49610	70201107169	Color A2
49620	70201107177	Color A3
49630	70201107185	Color A3.5
49640	70201107193	Color A4
49660	70201107201	Color B1
49670	70201107219	Color B2
49680	70201107227	Color B3
49690	70201107235	Color B4
49710	70201107243	Color C1
49720	70201107250	Color C2
49730	70201107268	Color C3
		Polvo opaquer de 5 g cada uno, en los colores:
49740	70201107276	Color C4
49760	70201107284	Color D2
49770	70201107292	Color D3
49780	70201107300	Color D4
		Frascos
49860	70201107367	Frasco de 8 ml de líquido opaquer
49870	70201107375	Frasco de 5 ml de líquido activador
47180	70201106682	Frasco de 10 ml de aislante para modelos
		Sinfony accesorios
49900	70201107391	Guía de colores vacía
49910	70201107409	Dispensador manual
49920	70201107417	Placa de cerámica
49950	70201107441	Placa de cristal con protección luminosa

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

MATERIALES DE EFECTO ESMALTE Y TRANSPARENTE OPALESCENTE SINFONY

El protésico dental trata de crear restauraciones estéticas que sean capaces de resistir cuidadosamente al examen de la luz. La investigación de 3M ESPE ha tenido el éxito al conseguir un paso decisivo hacia la integración de la luz y el diente. Esto ha sido así mediante el uso de los diferentes materiales para efectos de esmalte, polar y sol y los cuatro materiales para efectos transparente opalescente, neutro, amarillo, azul y gris. Usando estos materiales, las propiedades ópticas de la luz de las trestauraciones estéticas pueden ser ajustadas a los colores naturales trabajando por estratificación de capas de una manera tan fascinante como sencilla.

		Material de efecto dentina en dispensadores de 5 g cada uno en los colores:
49340	70201106930	Color E5 polar
49350	70201106948	Color E6 sun
		Material transpa-opal en dispensador de 5 g cada uno, en los colores:
49360	70201106955	Color T1 neutro
49370	70201106963	Color T2 amarillo
49380	70201106971	Color T3 azul
49390	70201106989	Color T4 gris



POLVO OPACIFICADOR INTENSIVO DE 5 GR.

Con los cinco tonos intensivos, las carillas y la coronas se pueden caracterizar de una manera muy personal, ent odos los colores y tonos.

		Polvo opaquer intensivo de 5 g cada uno, en los colores:
49810	70201107318	Color IO 1 rosa
49820	70201107326	Color IO 2 naranja
49830	70201107334	Color IO 3 marrón
49840	70201107342	Color IO 4 violeta-gris
49850	70201107359	Color IO 5 ocre

DISPENSADORES DE MATERIAL DE DENTINA OPACA

Los tonos de dentina opaca imitan a la dentina natural mediante la creación de zonas claras y oscuras y el juego de luces y sombras. Incluso aplicando una capa extremadamente delgada, las tonalidades de dentina opaca confieren una brillantez y plascitidad excelentes a la restauración. la elevada capacidad de enmascaramiento y ocultamiento de las dentinas opacas equilibra los tonos, especialmente en las áreas interdetales y en las zonas cervicales. Particularmente en la técnica de doble corona, donde las restricciones de espacio sólo bloquean la transparencia del opacificador y el cambio asociado al efecto de color del trabajo. A pesar del incremento de la opacidad, las tonalidades están ajustadas de manera que los colores queden realizados obteniéndose unos resultados insuperables. La adaptación de los colores a las carillas de porcelana o a los dientes preformados es excelente.

		Estuche sencillo de material de dentina opaca de 5 g cada uno, en los colores:
49500	70201107102	Color DO 1 amarillo-marrón
49520	70201107110	Color DO 2 marrón
49530	70201107128	Color DO 3 rojo-marrón
49540	70201107136	Color DO 4 verde claro
49550	70201107144	Color DO 5 verde-gris

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

MAGIC SINFONY DISPENSADORES DE TONOS INTENSIVOS

Permite a los prótesis dentales la imitación de la caracterización típica del esmalte natural, líneas y grietas, manchas, restauraciones, superficies desgastadas, así como del área cervical, incisal y las fisuras oclusales. Proporciona la posibilidad de los diferentes diseños de las carillas estéticas de porcelana. Los tonos intensivos son guardados en las tonalidades pastel. Con el sistema Magic Symphony se pueden reproducir todos los matices de los colores.

		Estuche sencillo de material de encía opaca de 5 g cada uno, en los colores:
49410	70201106997	Color I1 azul océano
49420	70201107003	Color I2 atlantis
49430	70201107011	Color I3 castaño
49440	70201107029	Color I4 habana
49450	70201107037	Color I5 naranja
49460	70201107045	Color I6 caqui
49470	70201107052	Color I7 vainilla
49480	70201107060	Color I8 amarillo miel
49490	70201107078	Color I9 gingiva
49491	70201107086	Color I1 rojo
49492	70201107094	Color I11 terracota

ADHESIÓN/RECUBRIMIENTO MICROABRASIVO

SISTEMA ROCATEC

Rocatec es una técnica de unión adhesiva sin retenciones para metal, composite y cerámica indicada especialmente para las carillas de composite. Recubrimiento rápido y preciso. Durante el proceso del mismo, la capa adhesiva puede ser visualmente controlada y prevenir las tensiones térmicas de la estructura metálica que se recubre.



ROCATEC DELTA

		Estuche Rocatec Delta
68370	70201107615	Bolsa de 3.000 g de Rocatec-Pre bolsa de 3.000 g de Rocatec-Plus 2 frascos de ESPE Sil de 8 ml 3 pinceles Rocatec 1 plato dosificador

ROCATEC PRE

Rocatec Pre es un corindón especial de alta pureza para el tratamiento de las estructuras de metal, que limpian y activan la superficie alisando las rugosidades que éstas puedan tener.

68360	70201107607	Reposiciones 3 x 3.000 g de Rocatec-Pre
-------	-------------	---

ROCATEC PLUS

Rocatec Plus es un agente de recubrimiento especial para crear la primera colocación adhesiva, (recubrimiento de silicato). Los componentes de las partículas de Rocatec Plus se funden en la superficie, debido a la energía del impacto al que son sometidas, y son ancladas fuertemente.

El recubrimiento se vuelve visible al colocarlo y de esa manera la colocación se puede controlar directa y visualmente.

68350	70201107599	Reposiciones 3 x 3.000 g de Rocatec-Plus
-------	-------------	--

Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------

ROCATEC SOFT

Rocatec Soft, con sólo 30 micras de grano, asegura un método rápido y muy cuidadoso de recubrimiento en casos especiales de paredes metálicas extremadamente delgadas o de restauraciones de cerámica.

68340	70201107581	Reposiciones 3 x 3.000 g de Rocatec-Soft
-------	-------------	---

ESPE SIL

Crea una capa de silano sobre la capa de recubrimiento silicatada y produce un verdadero enlace químico con el opacificador y el material de reconstrucción de carillas, coronas y puentes.

68300	70201108316	1 frasco de ESPE Sil de 8ml
71320	70201108613	5 pinceles Rocatec

ROCATEC JUNIOR

77031	70201115550	Sistema Rocatec Junior
-------	-------------	-------------------------------

OTROS MATERIALES

VISIO BLOC

Material de relleno fotopolimerizable. Aplicable para arreglar y rellenar socavaduras, agujeros y bordes. Reconstrucciones oclusales de muñones. Fijación de grapas en tratamientos de ortopedia maxilar. VENTAJAS: el material de componente único que puede arreglar defectos y subcortes en el model de manera rápida, precisa y segura. Aplicación simple con un instrumento no pegadizo. Adhesión segura a los modelos de yeso, plástico y resina epoxy. Termoestable en los sistemas de inmersión y vacío. La polimerización final de Visio Bloc puede ser caracterizada con fresas de carburo.

78020	70201107813	Estuche gigante 6 tubos de 2g
-------	-------------	--------------------------------------



VISIO FORM

Resina fotopolimerizable para modelado, útil para las técnicas modernas de vaciado. Indicado para coronas cónicas, telescópica y sus variaciones. Inlays y onlays para vaciado. Posibilidad de vaciar el modelo varias veces sin un modelo duplicado. Puentes adhesivos y modelos soldados. Asegura objetos homogéneos de vaciado. Gran resistencia mecánica y baja contracción de polimerización. Gran precisión de impresión. Facilidad de extraer de las estructuras primarias debido a un aislamiento interno.

78420	70201107839	Estuche doble 2 dispensadores de 4g
-------	-------------	--




Referencia	Número de referencia	Descripción
------------	----------------------	-------------



VISIO ALFA

Unidad de fotopolimerización para la polimerización preliminar del material de composite para carillas Sinfony™ y para polimerizar materiales dentales fotopolimerizables, como el producto de bloqueo Visio™ Bloc para modelos de yeso. Visio Alfa, Sinfony y Visio Bloc son productos de 3M ESPE.

77120	70201105502	Visio Alfa máquina 230V
77110	70201105544	Placa de trabajo
77180	70201105551	Filtro naranja
77190	70201105569	Guía de luz



VISIO BETA VARIO

Visio Beta vario es un aparato de fotopolimerización para la polimerización de material de revestimiento de composites y materiales dentales fotopolimerizables, como p. ej. materiales de cubetas fotopolimerizables, resinas de modelaje para piezas exteriores de machos o material de bloqueo. Se pueden seleccionar cuatro programas con tiempos de vacío de distinta duración que permiten un desenvolvimiento de la polimerización adaptado especialmente a la pieza. Con el vacío terminativo se elimina la capa inhibidora de oxígeno corriente en los composites.

77100	70201105593	Visio-Beta vario 230V
77150	70201105585	Visio-Beta aceite para la bomba de vacío 500 ml

VISIO BETA BOMBA DE VACÍO

La bomba de vacío Visio Beta, fabricada para 3M ESPE, es una bomba de vacío rotativa de paletas, de una etapa, sellada por aceite, para ser conectada al equipo de fotopolimerización Visio Beta vario, fabricado por 3M ESPE. Está equipada de fábrica con un protector térmico de sobrecarga, que protege al motor y a la bomba contra los daños o la destrucción. La bomba de vacío se suministra con un aceite especial y sólo debe funcionar con ese aceite.

77170	70201105577	Visio-Beta accesorios para la lámpara fluorescente
-------	-------------	---



NIMETIC-CEM

Cemento de composite para adherir. Adhesión en lugar de soldadura. Cemento para técnicas combinadas, aplicable a coronas cónicas o telescópicas en los modelos. Para fijación de anclajes prefabricados. Dispensado preciso gracias al doble cartucho. Se adhiere al plástico protésico.

81001	70201107847	Estuche normal 1 pasta base de 2,5 g 1 catalizador de 2,5 g en jeringa doble 1 matriz 1 espátula 1 bloque de mezcla y accesorios
-------	-------------	--

Aplicap
Clinpro
Capmix
Dimension
Express
Filtek
Impregum
Ketac
Maxicap
Nimetic
Palgat
Pentamix
Permadyne
Position
Protemp
Ramitec
Relyx
Reprogum
Rocatec
Rotomix
Scotchbond
Sinfony
Sof-Lex
Vestogum
Vitrebond
Vitremer
Zaris

3M ESPE

3M ESPE Productos Dentales
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3MESPE.es



Síguenos en Facebook: www.facebook.com/3MESPEIberia

Síguenos en Twitter: twitter.com/3MESPEIB



900 101 911

3mespe.spain@mmm.com

