



ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS

Magic Color

Magic Color



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

 ASA DENTAL®

Magic Color

Magic Color

Italian design



Magic Color, è una linea di oltre 60 strumenti odontoiatrici appositamente selezionati, composta da sonde, sonde doppie, sonde millimetriche, plugger, spreader, otturatori, strumenti per conservativa, curettes, scalers e cucchiari alveolari.

La linea è prodotta nelle parti lavoranti con acciai estremamente resistenti all'usura e alla corrosione, caratteristiche peculiari soprattutto per strumenti che richiedono un'affilatura ad intervalli regolari. Lo strumento **Magic Color** ha inoltre spiccate proprietà soprattutto per sonde e strumenti endodontici di flessibilità ed elasticità.

L'impugnatura della linea **Magic Color** ergonomica e ben bilanciata, è rivestita in materiale plastico antiscivolo (di diametro 10,5/8,5) con codifica cromatica per consentire una rapida identificazione dello strumento.

Magic Color is a 60 dental instruments' line properly selected among explorers, d/e explorers, periodontal probes, pluggers, spreaders, filling instruments, restorative instruments, curettes, scalers and bone curettes.

The working ends of these instruments are made of stainless steel, particularly resistant to wear and corrosion, main characteristics for instruments requesting a regular sharpening.

*In addition, the **Magic Color** explorers and endodontic instruments are extremely flexible and elastic.*

*The handle of **Magic Color** is well balanced and ergonomic. It is covered with a non-sliding color coded plastic material which allows a quick traceability of the instrument.*



Magic Color lo strumento ergonomico ultraleggero che ASA DENTAL ha progettato e realizzato per TE!

- Ottima resistenza all'usura e alla corrosione
- Punte in acciaio estremamente resistente
- Autoclavabile max 140°
- Interno di metallo ultraleggero
- Manico colorato
- Fissaggio della punta affidabile e sicuro
- Flessibilità ed elasticità
- Codice articolo per una immediata rintracciabilità
- Elevato controllo dello strumento
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico antiscivolo

Magic Color is the ergonomic and ultra light instrument designed by ASA DENTAL for YOU!

- Optimal resistance to wear and corrosion
- Working ends made of extremely resistant stainless steel
- Autoclavable max 140°
- Ultralight metal core
- Color coding
- Positive tip fixing
- Flexible and elastic
- Item number for quick traceability
- Efficient instrument handling
- Non-sliding ergonomic handle in plastic material



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...




Magic Color

Magic Color

Manico per specchietti

Mouth mirror handle




MC2101-B

Sonde

Explorers



MC0700-9
Fig. 9



MC0700-23
Fig. 23



MC0700-6
Fig. 6

Sonde doppie

Double ended explorers



MC0704-11/12 AF
Fig. 11/12 AF type

Per il controllo subgingivale della radice
For subgingival root examination




MC0704-23D1
Fig. 23/17



MC0704-6D9
Fig. 6/9

Sonde millimetriche parodontali

Periodontal pocket probes



MC0703-14
Williams

14 12 10 9 8 7 5 3 2 1



MC0708-2N
Fig. 2 Nabers



MC0702-OMS
Novatech

3,5 6 9 12



MC0707-GFW
Goldman Fox / Williams

10-9-8-7-5-3-2-1



MC0702-12
CP-12

12-8-6-3

Magic Color - Magic Color

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...




Magic Color

Magic Color


Migliore elasticità
e flessibilità
Optimum flexibility

■ Spreader Spreader



Punte molto sottili
Very fine tips

■ Otturatori canalari Root canal pluggers




■ Otturatori doppi per canali Plugger/Spreader Double-ended root canal Plugger/Spreader



■ Spatole Heidemann Heidmann separating spatulas



■ Otturatori Filling instruments



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Magic Color

Magic Color

■ Brunitori


Burnishers



MC1204-1
Fig. 1 - Westcott

■ Strumenti per amalgama


Amalgam carvers




MC1202-2
Fig. 2

■ Strumenti per modellare e rifinire

Amalgam carvers



MC1400-2
Fig. 2 - Markley



MC1210-2
Fig. 2



MC1600-1
Fig. 1 Cleoids - Discoids



MC1500-02
Fig. 1/2 - Hollenback

■ Escavatori

Excavators



MC1700-1
Fig. 1



MC1700-2
Fig. 2



MC1700-3
Fig. 3



MC1703-14
Fig. 14



MC1704-17
Fig. 17

■ Cucchiari alveolari

Bone cures



MC2000-1
Fig. 1 Hemingway



MC2000-2
Fig. 2 Hemingway



MC2000-3
Fig. 3 Hemingway

Magic Color - Magic Color

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Magic Color

Magic Color

Curettes Gracey

Gracey Curettes



Incisivi

Incisors

GRA 1/2

GRA 3/4 (canini/canines)

GRA 5/6



Premolari

Premolars

GRA 7/8

GRA 11/12

GRA 13/14



Molari

Molars

GRA 9/10

GRA 11/12

GRA 13/14

GRA 15/16

GRA 17/18



MC1807-02

Fig. 1/2



MC1807-04

Fig. 3/4



MC1807-06

Fig. 5/6



MC1807-08

Fig. 7/8



MC1807-10

Fig. 9/10



MC1807-12

Fig. 11/12



MC1807-14

Fig. 13/14



MC1807-16

Fig. 15/16



MC1807-18

Fig. 17/18

GRA 1/2

GRA 7/8

GRA 11/12

GRA 13/14



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Magic Color

Magic Color



Curettes Gracey MF

Gracey Curettes MF



ASA DENTAL - MC1807-02MF

MC1807-02MF
Fig. 1/2 MF



ASA DENTAL - MC1807-04MF

MC1807-04MF
Fig. 3/4 MF



ASA DENTAL - MC1807-06MF

MC1807-06MF
Fig. 5/6 MF



ASA DENTAL - MC1807-08MF

MC1807-08MF
Fig. 7/8 MF



ASA DENTAL - MC1807-12MF

MC1807-12MF
Fig. 11/12 MF



ASA DENTAL - MC1807-14MF

MC1807-14MF
Fig. 13/14 MF



ASA DENTAL - MC1807-16MF

MC1807-16MF
Fig. 15/16 MF

Curettes e Scalers

Curettes and Scalers



MC1806-2RL
Fig. 2R/2L Columbia



MC1806-4RL
Fig. 4R/4L Columbia



MC1806-14
Fig. 13/14 Columbia



MC1829-CK6S
Fig. CK6S Mini Crane-Kaplan



MC1827-204S
Fig. 204S



MC1902-1
Fig. U15/33 Towner Jaquette

Magic Color - Magic Color

Magic Color

Magic Color

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Serie Strumenti Prima Visita

First Examination Instrument Kit



SMC0600-23 Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College
London College cotton and dressing pliers
- MC2101-B Manico per specchio
Mouth mirror handle
- 2200-4 Specchietto piano Fig. 4
Fig. 4 plane mouth mirror
- MC0700-23 Sonda Fig. 23
Explorer Fig. 23



SMC0600-9 Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College
London College cotton and dressing pliers
- MC2101-B Manico per specchio
Mouth mirror handle
- 2200-4 Specchietto piano Fig. 4
Fig. 4 plane mouth mirror
- MC0700-9 Sonda Fig. 9
Explorer Fig. 9



SMC0600-6 Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College
London College cotton and dressing pliers
- MC2101-B Manico per specchio
Mouth mirror handle
- 2200-4 Specchietto piano Fig. 4
Fig. 4 plane mouth mirror
- MC0700-6 Sonda Fig. 6
Explorer Fig. 6

Curettes Gracey serie 7 pezzi

Gracey curettes set of 7




SMC1807 Contenuto/Contents:

- MC1807-02 GRA1/2
- MC1807-04 GRA3/4
- MC1807-06 GRA5/6
- MC1807-08 GRA7/8
- MC1807-10 GRA9/10
- MC1807-12 GRA11/12
- MC1807-14 GRA13/14


Set Strumenti Diagnostici

Diagnostic Instruments kit



SMC0700-5 Contenuto/Contents:


- 2772-1 Locking Tray Mini
Mini Locking Tray
- MC2101-B Manico per specchio
Mouth mirror handle
- 2200-4 Specchietto piano Fig. 4
Fig. 4 plane mouth mirror
- MC0703-14 Sonda Williams
Williams probe



- MC0704-23D1 Sonda doppia fig. 23/17
d/e explorer fig. 23/17
- MC1700-2 Escavatore Fig. 2
Excavator Fig. 2
- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College
London College cotton and dressing pliers


Set strumenti endodontici

Endodontic instruments kit




SMC0800-5 Contenuto/Contents:

- 2772-1 Locking Tray Mini
Mini Locking Tray
- MC0704-6D9 Sonda doppia Fig. 6/9
d/e explorer Fig. 6/9
- MC1700-1 Escavatore Fig. 1
Excavator Fig. 1
- MC0803-1 Spreader/Plugger
Spreader/Plugger
- MC1500-02 Hollenback Fig. 1/2
Hollenback Fig. 1/2
- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College
London College cotton and dressing pliers



Set Strumenti Parodontali

Periodontal instruments kit



SMC1807-5 Contenuto/Contents:

- 2772-1 Locking Tray Mini
Mini Locking Tray
- MC1807-02 Curette Gracey 1/2
Gracey Curette fig. 1/2
- MC1807-12 Curette Gracey 11/12
Gracey Curette fig. 11/12
- MC1807-14 Curette Gracey 13/14
Gracey Curette fig. 13/14
- MC1829-CK6S Curette Crane Kaplan mini
Mini Crane Kaplan curette
- MC1902-1 Scaler TownerJaquette
Scaler TownerJaquette

