



ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS

Diagnostica

Diagnostic



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Pinzette per Medicazioni

Cotton and Dressing Pliers



S0601-1

Serie da 5 pezzi Fig. 1 "Flagg"
Set of 5 Fig. 1 "Flagg"



S0601-3

Serie da 5 pezzi Fig. 3 "Meriam"
Set of 5 Fig. 3 "Meriam"



S0601-2

Serie da 5 pezzi Fig. 2 "London College"
Set of 5 Fig. 2 "London College"



0601-1
Fig. 1
Flagg
cm. 15

0601-2
Fig. 2
London College
cm. 15

0601-3
Fig. 3
Meriam
cm. 16

0601-4
Fig. 4
Perry
cm. 13

0601-5
Fig. 5
Perry
cm. 13

0600-4
Fig. 4
Perry
cm. 13

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Pinzette per Medicazioni

Cotton and Dressing Pliers



● **0600-2** Pinzetta universale London College
London College universal cotton and dressing pliers



0600-2
Fig. 2
College
cm. 16



0600-3
Fig. 3
cm. 16



0600-17
Fig. 17
cm. 16



0600-18
Fig. 18
cm. 16



0600-19
Fig. 19
cm. 16,5

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Pinzette per Medicazioni

Cotton and Dressing Pliers

Pinzette per Marcare le Tasche Periodontal pocket markers

0650-1

Pinzetta segnatasche Goldman-Fox
Goldman-Fox periodontal pocket marker



0650-1
Fig. 1
(Crane-Kaplan)
Goldman-Fox
cm.15

0650-2
Fig. 2
(Crane-Kaplan)
Goldman-Fox
cm.15

Con bloccaggio
Self-locking



0600-18L
Fig. 18L
locking
cm. 16

0602-1
Fig. 1
cm.15

0602-2
Fig. 2
cm. 15



0602-2
Pinzetta con fermo
o bloccaggio
Self-locking cotton
and dressing pliers

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Sonde

Explorers


■ **Sonde**
Explorers




■ **Sonde Doppie**
Double ended explorers



ML0700-23 Fig. 23
ML0700-6 Fig. 6
ML0700-8 Fig. 8
ML0700-9 Fig. 9
ML0700-17 Fig. 17
ML0700-3R Fig. 3R
Rhein



ML0704-6D9 Fig. 6/9
ML0704-11/12AF Fig. 11/12AF



ML0704-23D1 Fig. 23/17
ML0704-6D2 Fig. 17/19

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Sonde Manico Anatomico

Explorers Anatomic Handle

Diagnostica - Diagnostic



0700-2
Fig. 2



0700-3
Fig. 3



0700-3A
Fig. 3A



0700-3R
Fig. 3R
Rhein



0700-5
Fig. 5



0700-6
Fig. 6



0700-8
Fig. 8



0700-23
Fig. 23

0700-9
Fig. 9



0700-10
Fig. 10



0700-11
Fig. 11



0700-12
Fig. 12



0700-16
Fig. 16



0700-17
Fig. 17



0700-17A
Fig. 17A



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Sonde Manico Anatomico

Explorers Anatomic Handle



S0700-6

Serie da 5 pezzi Fig. 6
Set of 5 Fig. 6



S0700-9

Serie da 5 pezzi Fig. 9
Set of 5 Fig. 9



S0700-11

Serie da 5 pezzi Fig. 11
Set of 5 Fig. 11



S0700-16

Serie da 5 pezzi Fig. 16
Set of 5 Fig. 16



S0700-23

Sonda per esame fig. 23
Explorer for diagnostic fig.23



S0700-23

Serie da 5 pezzi Fig. 23
Set of 5 Fig. 23

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Sonde

Explorers



0701-23
Fig. 23



0701-2
Fig. 2



0701-3
Fig. 3



0701-3A
Fig. 3A



0701-5
Fig. 5



0701-6
Fig. 6



0701-8
Fig. 8



0701-9
Fig. 9



0701-10
Fig. 10



0701-11
Fig. 11



0701-12
Fig. 12



0701-16
Fig. 16



0701-17
Fig. 17



0701-17A
Fig. 17A

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®



Sonde Parodontali

Periodontal Pocket Probes



● **0707L-GFW** Sonda parodontale millimetrata con due estremità lavoranti differenti: conica (Williams), piatta (Goldman-Fox)

Periodontal pocket probe with two different tips: one cone shaped end (Williams), one flat end (Goldman-Fox)



0707L-GFW
Goldman-Fox
Williams



0708-1N
Fig. 1N
Nabers





0708-2N
Fig. 2N
Nabers



0708L-2N
Fig. 2N
Nabers

ASA
LIGHT



MV0707-GFW
Goldman-Fox
Williams



MV0708-1N
Fig. 1N
Nabers



MV0708-2N
Fig. 2N
Nabers



● **MV0708-2N**

Sonda Nabers n. 2N con curvatura tonda per facile accesso nelle aree delle forcazioni

Periodontal pocket probe n. 2N with a curved tip for easier access to forked areas

Diagnostica - Diagnostic

*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*



Sonde Doppie

Double-Ended Explorers

Diagnostica - Diagnostic




0704-UT1
Fig. UT 1/2
Cattoni

0704-11/12AF
Fig. 11/12AF




0704-23D1
Fig. 23/17


0704-23D2
Fig. 23/17A



0709-2
Fig. 2



0709-2A
Fig. 2A



0709-3
Fig. 3



0704-11/12AF

Sonda con collo molto allungato e parte lavorante curvata, stesso disegno della Curette Gracey fig. 11/12AF per un facile accesso nelle aree delle forcazioni.

Explorer with very extended and curved tip, same shape of Gracey Curette fig. 11/12AF for easier access to forked areas.

Sonde per canali
Root canal explorers



0704-16D1
Fig. 16/23



0704-16D2
Fig. 16/3



0704-6D9
Fig. 6/9



0710-6D1
Fig. 6/1



0710-6D2
Fig. 6/17



0710-6D3
Fig. 6/23

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Sonde Doppie

Double-Ended Explorers




MV0704-UT1
Fig. UT 1/2
Cattoni



MV0704-23D1
Fig. 23/17




MV0704-23D2
Fig. 23/17A




MV0709-2
Fig. 2



MV0709-2A
Fig. 2A



MV0709-3
Fig. 3



MV0710-6D1 Sonda cerca canali o endodontica
Canal or endodontic explorer

Sonde per canali
Root canal explorers



MV0704-16D1
Fig.16/23



MV0704-16D2
Fig.16/3



MV0710-6D1
Fig. 6/1



MV0710-6D2
Fig. 6/17



MV0710-6D3
Fig. 6/23

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Sonde Millimetriche Parodontali


Periodontal Pocket Probes



0702L-12S

Sonda fig. CP-12S OMS a bande colorate con punta rotonda per rilevamento della profondità della tasca

Explorer fig. CP-12S OMS with colored notches and round tip used to probe depth of the sac



- Nuovo processo produttivo.
- Incisione Laser System.
- Evita pericolose perdite di vernice
- Permette una millimetratura indelebile sullo strumento.
- Incisioni a basso spessore, antiriflesso.
- Non indebolisce la punta, evitando possibili rotture.
- New marking process.
- Laser system marking.
- No more paint peeling off.
- Permanent marking.
- Antiglare, low depth marking.
- Maximum tip resistance against breaking.



0702-C
CP-C

0702L-11
CP-11

0702L-12
CP-12

0702L-12S
CP-12S
O.M.S.

0702L-15
CP-15

LASER
SYSTEM

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Sonde Millimetriche Parodontali

Periodontal Pocket Probes



● **0703L-1** Sonda Williams per sondaggio parodontale
Williams Periodontal Pocket Probe

**LASER
SYSTEM**



0703L-1
Williams

0703L-2
Merritt A

0703L-3
Merritt B

0703L-4
Goldman
Fox

0703L-5
University of
Michigan

0703L-6
26 G

Punta Piatta
Flat tip

Diagnostica - Diagnostic

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Combinazioni Sonde - Sonde Millimetriche

Combination Explorers - Probes

LASER
SYSTEM



0705L-23UM
Fig. 23
University
of Michigan

0705L-23W
Fig. 23
Williams

0705L-17GF
Fig. 17
Goldman-Fox
Punta Piatta
Flat tip

0705L-17UM
Fig. 17
University of
Michigan

0705L-17W
Fig. 17
Williams

0705L-23GF
Fig. 23
Goldman-Fox

Punta Piatta
Flat tip

0705L-3GF
Fig. 3
Goldman-Fox

Punta Piatta
Flat tip

0705L-16GF
Fig. 16
Goldman-Fox

Punta Piatta
Flat tip

0705L-16W
Fig. 16
Williams

0706L-2311
Fig. 23/CP11

0706L-2312
Fig. 23/CP12

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Combinazioni Sonde - Sonde Millimetriche

Combination Explorers - Probes



MV0705-23UM
Fig. 23
University of Michigan



MV0705-23W
Fig. 23
Williams



MV0705-17GF
Fig. 17
Goldman-Fox
Punta Piatta
Flat tip



MV0705-17W
Fig. 17
Williams

10-9-8-7-5-3-2-1

MV0705-23GF
Fig. 23
Goldman-Fox



MV0705-3GF
Fig. 3
Goldman-Fox
Punta Piatta
Flat tip



MV0705-16GF
Fig. 16
Goldman-Fox
Punta Piatta
Flat tip



MV0705-16W
Fig. 16
Williams



MV0706-2311
Fig. 23/CP11



MV0706-2312
Fig. 23/CP12

Diagnostica - Diagnostic

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments



0800-1 Spreader per condensazione laterale
Spreader for lateral condensation



0800-1
Fig. 1
Spreader



0800-2
Fig. 2
Spreader



0800-3
Fig. 3
Spreader



0800-4
Fig. 4
Spreader



0800-5
Fig. 5
Spreader



0800-6
Fig. 6
Spreader



0800-7
Fig. 7
Spreader

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...





Endodonzia

Endodontic

■ Otturatori doppi per canali Pluggers/Spreaders

Double-ended root canal explorers
Pluggers/Spreaders



ML0803-1
 Spreader per
condensazione laterale
*Spreader for lateral
condensation*

■ Spreader Spreaders



■ Sonde parodontali Periodontal probes



Diagnostica - Diagnostic

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Endodonzia

Endodontic

Otturatori per canali Root-canal Pluggers



ML0802-2 Plugger per condensazione verticale
Plugger for vertical condensation



ML0802-1
Fig. 7 1/2
Schilder


ML0802-2
Fig. 8
Schilder

ML0802-3
Fig. 8 1/2
Schilder

ML0802-4
Fig. 9
Schilder

ML0802-5
Fig. 9 1/2
Schilder

ML0802-6
Fig. 10
Schilder



ML0802-7
Fig. 10 1/2
Schilder

ML0802-8
Fig. 11
Schilder



ML0802-9
Fig. 11 1/2
Schilder

ML0802-10
Fig. 12
Schilder

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments

**LASER
SYSTEM**

Otturatori per canali
Root-canal pluggers

Ø 0,5 Ø 0,7 Ø 0,9 Ø 1,1



0801-1 Fig. 1
Luks

0801-2 Fig. 2
Luks

0801-3 Fig. 3
Luks

0801-4 Fig. 4
Luks



0802L-1 Fig. 1
Vertical condenser

0802L-2 Fig. 2
Vertical condenser

0802L-3 Fig. 3
Vertical condenser

0802L-4 Fig. 4
Vertical condenser



0800
Piastra millimetrica
Measuring plate

Diagnostica - Diagnostic

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments

Sonde per canali

Root-canal explorers



0710-6D1
Fig. 6/1

0710-6D2
Fig. 6/17

0710-6D3
Fig. 6/23

Escavatori canalari

Root-canal excavators



1709-32L Escavatore canalare
Root-canal excavator

1709-31L
Fig. 31L

1709-32L
Fig. 32L

1709-33L
Fig. 33L

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments



■ Sonde per canali

Root-canal explorers

■ Escavatori canalari

Root-canal excavators



MV0710-6D1
Fig. 6/1



MV0710-6D2
Fig. 6/17



MV0710-6D3
Fig. 6/23



MV1709-31L
Fig. 31L



MV1709-32L
Fig. 32L



MV1709-33L
Fig. 33L

Diagnostica - Diagnostic


Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Strumenti per Trattamenti Canalari

Endodontic Instruments

Diagnostica - Diagnostic



Con bloccaggio
Selflocking

0602-2
Fig. 2
cm. 15

Pinze e pinzette per coni d'argento
Forceps and pliers for silver cones



0102-1
Fig. 1
Stieglitz




0102-2
Fig. 2
Stieglitz

0870-2 Pinza per togliere tiranervi rotti
Pliers for removing broken broaches



0870-1
Fig. 1
cm. 13

Pinze per togliere tiranervi rotti
Pliers for removing broken broaches



0870-2
Fig. 2
cm. 13

Set per Endodonzia

Endodontic Kit



S0702L-7


Serie di 7 strumenti Laser System
Set of 7 Laser System instruments

Contenuto/Contents:

S2702	Vassoio forato inox completo di griglia Complete perforated instrument tray
0702L-12S	Sonda millimetrica O.M.S. punta colorata Laser System Laser colour coded O.M.S. periodontal pocket probe
0702L-12	Sonda millimetrica punta colorata Laser System Laser colour coded periodontal pocket probe
0703L-1	Sonda millimetrica Williams Laser System Laser colour coded Williams explorer
0703L-4	Sonda millimetrica Goldman-Fox Laser System Laser colour coded Goldman-Fox explorer
0706L-2312	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Fig. 23-CP12 Laser System Fig. 23-CP12 combined laser colour coded explorer/Probe
0802L-1	Otturatore per canali Fig. 1 Laser System Fig. 1 laser colour coded vertical condenser
0802L-2	Otturatore per canali Fig. 2 Laser System Fig. 2 laser colour coded vertical condenser
0800	Piastra millimetrata Measuring plate

Contenuto/Contents:

0601-2	Pinzetta per medicazione London College London College cotton and dressing pliers
2101	Manico per specchio tondo Round mouth mirror handle
2200-4	Specchietto piano Fig. 4 Fig. 4 mouth mirror plane
0800	Piastra millimetrata Measuring plate
MV0704-23D1	Sonda doppia Asa Light Fig. 23/17 Fig. 23/17 Asa Light double ended explorer
MV0710-6D1	Sonda per canali Asa Light Fig. 6/1 Fig. 6/1 Asa Light root canal explorer
MV0705-16W	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Asa Light Williams Fig. 16 Fig. 16 Asa Light Williams combined explorer/Probe
MV0705-3GF	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Asa Light Goldman-Fox Fig. 3 Fig. 3 Asa Light Goldman-Fox combined explorer/Probe
0702L-12S	Sonda millimetrica O.M.S. punta colorata Laser System Laser colour coded O.M.S. periodontal pocket probe
0702L-12	Sonda millimetrica punta colorata Laser System Laser colour coded periodontal pocket probe
0702L-11	Sonda millimetrica punta colorata Laser System Laser colour coded periodontal pocket probe
0706L-2312	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Fig. 23/CP12 Laser System Fig. 23/CP12 laser colour coded combined explorer/Probe
0706L-2311	Combinazione sonda/Sonda millimetrica Fig. 23/CP11 Laser System Fig. 23/CP11 laser colour coded combined explorer/Probe
0800-1	Spreader Fig. 1 Fig. 1 Spreader
MV1709-32L	Escavatore canalare Asa Light Fig. 32L Fig. 32L Asa Light root canal excavator
MV1706-19	Escavatore doppio Asa Light Fig. 19 Fig. 19 Asa Light double ended excavator
MV1703-14	Escavatore doppio Asa Light Fig. 14 Fig. 14 Asa Light double ended excavator
MV1701-1	Escavatore doppio Asa Light Fig. 1 Fig. 1 Asa Light double ended excavator



S0702L-23

Serie di 23 strumenti Boston University
Boston University set of 23 instruments

MV1807-02	Curette Gracey Asa Light Fig. 1/2 Fig. 1/2 Gracey curette Asa Light
MV1807-04	Curette Gracey Asa Light Fig. 3/4 Fig. 3/4 Gracey curette Asa Light
MV1807-06	Curette Gracey Asa Light Fig. 5/6 Fig. 5/6 Gracey curette Asa Light
MV1807-08	Curette Gracey Asa Light Fig. 7/8 Fig. 7/8 Gracey curette Asa Light
MV1807-10	Curette Gracey Asa Light Fig. 9/10 Fig. 9/10 Gracey curette Asa Light
MV1807-12	Curette Gracey Asa Light Fig. 11/12 Fig. 11/12 Gracey curette Asa Light
MV1807-14	Curette Gracey Asa Light Fig. 13/14 Fig. 13/14 Gracey curette Asa Light
S2721-2	Vassoio forato completo Perforated instrument tray



S0800

Serie di strumenti per endodonzia
Endodontic set

Contenuto/Contents:

S2702	Vassoio forato inox completo di griglia Complete perforated instrument tray
AL2746-1	Pulitore in alluminio anodizzato per strumenti canalari Aluminium endodontic instrument cleaner
0800	Piastra millimetrata Measuring plate
0601-2	Pinzetta per medicazione London College London College cotton and dressing pliers
2101	Manico per specchio tondo Handle for mouth mirror, round
2200-4	Specchietto piano Fig. 4 Fig. 4 mouth mirror plane
0710-6D1	Sonda per canali Fig. 6/1 Root canal explorer Fig. 6/1
1709-31L	Escavatore canalare Fig. 31L Fig. 31L root canal excavator
0800-1	Spreader Fig. 1 Fig. 1 Spreader

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Manici e Specchietti per Bocca

Handles for Mouth Mirrors - Mouth Mirrors



S2100

Serie da 5 pezzi
Set of 5



S2102-IN

Serie da 5 pezzi
Set of 5



S2101

Serie da 5 pezzi
Set of 5

Serie da 5 pezzi
Set of 5



2100

2101

2102-IN

Vuoto,
inox
Hollow,
stainless
steel

Piano
Plane



2200E-6
Fig. 6
Ø 26 mm

2200E-5
Fig. 5
Ø 24 mm

2200E-4
Fig. 4
Ø 22 mm

2220E-4
Fig. 4
Rhodium
Ø 22 mm

Specchietti per
bocca rodriati,
piani

Rhodium front
surface mouth
mirrors, plane

Confezione da 12 pezzi
Box of 12

Concavo
Magnifying



2201E-6
Fig. 6
Ø 26 mm

2201E-5
Fig. 5
Ø 24 mm

2201E-4
Fig. 4
Ø 22 mm

2220E-5
Fig. 5
Rhodium
Ø 24 mm

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Manici e Specchietti per Bocca

Handles for Mouth Mirrors - Mouth Mirrors

Manico per specchietti
Mouth mirror handle

Alluminio
Aluminium



ML2101



2104-B



2104-C



2104-G



2104-R

* Disponibile anche in colore verde
* Also available in green color



2002-6
Specchietto parallelizzatore
Parallelometer mouth mirror

S2002-6
Specchietto parallelizzatore
+ manico cod. 2101
Parallelometer mouth mirror
+ handle code 2101

Modello americano
Cone-socket



2100-CS
Cone-socket



2101-CS
Cone-socket



2102-CS
Cone-socket

Con cone-socket
With cone-socket

Confezione da 12 pezzi
Box of 12

Piano
Plane

Concavo
Magnifying



2210E-5
Fig. 5
Ø24 mm



2210E-4
Fig. 4
Ø22 mm



2211E-5
Fig. 5
Ø24 mm



2211E-4
Fig. 4
Ø22 mm

Diagnostica - Diagnostic

Serie Strumenti Prima Visita

First Examination Instrument Kit



S0600-23

Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College
London College cotton and dressing pliers
- 2101 Manico per specchietto anatomico
Anatomic handle mouth mirror
- 2200-4 Specchietto piano Fig.4
Fig. 4 plane mouth mirror
- 0700-23 Sonda manico anatomico
Anatomic handle explorer



S0600-6

Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College.
London College cotton and dressing pliers.
- 2101 Manico per specchietto anatomico.
Anatomic mouth mirror handle.
- 2200-4 Specchietto piano Fig.4.
Fig. 4 plane mouth mirror.
- 0700-6 Sonda manico anatomico.
Anatomic handle explorer.



S0600-9


Contenuto/Contents:

- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College.
London College cotton and dressing pliers.
- 2101 Manico per specchietto anatomico.
Anatomic mouth mirror handle.
- 2200-4 Specchietto piano Fig.4.
Fig. 4 plane mouth mirror.
- 0700-9 Sonda manico anatomico.
Anatomic handle explorer.

S0600-1

Contenuto/Contents:

- S2702 Vassoio forato inox completo di griglia
Perforated instrument tray
- 2102-1N Manico per specchietto
Mouth mirrors handle
- 2200-4 Specchietto per bocca piano Fig.4
Fig. 4 plane mouth mirror
- 0704-23D1 Sonda doppia Fig. 23/17
Fig. 23/17 double-ended explorer
- 0708-1N Sonda parodontale Fig. 1N
Fig. 1N periodontal pocket probe
- 0702L-12 Sonda millimetrica parodontale Fig. CP-12
Periodontal pocket probe Fig. CP-12
- 0601-2 Pinzetta per medicazione London College
London College cotton and dressing pliers



Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



Specchietti per Bocca

Mouth Mirrors

■ Specchietti per Bocca in Titanio

Titanium Mouth Mirrors



2221-4
Fig. 4
Ø 22 mm



2221-5
Fig. 5
Ø 24 mm



■ Specchietti doppi

Double sided Mouth Mirrors



2230-5
Fig. 5
Ø 24 mm

Confezione da 6 pezzi
Box of 6



2231-5CS
Fig. 5
Cone-socket
Ø 24 mm

■ Micro Specchietti

Micro Mouth Mirrors



2240-1
Ø 3 mm



2240-2
Ø 5 mm



2240-3
7x2 mm



2240-4
9x3 mm

■ Specchietti per Fotografie

Photographic Mirrors



2250-1




2250-2

Superfici occlusali
Occlusal surfaces




2250-3
Superfici vestibolari
Buccal surfaces



2250-4

Superfici linguali
Lingual surfaces



2250-5

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Ultralight Mirror e Retractor

Ultralight Mirror and Retractor

Ultralight Mirror



0690
cm. 16



Dati tecnici:

Technical data:

Lampadine Philips Miniature
Infrangibili Potenza 2,25 V - 0,25 A
Philips shockproof miniature
lamps 2,25 V - 0,25 A

2 batterie tipo AAA da 1,5 V
consigliate quelle alcaline
n° 2 x 1,5 V alkaline
batteries AAA type

Ricambi

- 0690-G guarnizione/oring
- 0690-L luce/lamp
- 0690-M molla/spring
- 0690-T testa/head with mandrel

Inserire 2 Batterie.
2 Alkaline Batteries.

Togliere le batterie prima della sterilizzazione.
Take out the batteries prior to sterilization.

Guarnizione interna sterilizzabile posta sulla lampadina che evita l'infiltrazione di saliva o liquidi in genere all'interno del manico preservando così l'integrità delle batterie.
Sterilizable O-ring on lamp to avoid penetration of saliva or liquid into the handle, thus preserving battery life.

Facilità di accensione e spegnimento grazie al tappo posteriore dello strumento che funziona da pratico interruttore.
Easy light on/off through bottom cap.

Nessun tipo di manutenzione delle parti elettriche o meccaniche.
No maintenance required for electrical or mechanical parts.

Completamente smontabile per una corretta pulizia.
Full disassembly for proper cleaning.

Facilità nella sostituzione delle lampadine e delle batterie.
Easy change of batteries and lamps.

Impugnatura ergonomica.
Ergonomic handle.

Ultralight Retractor



0691
cm. 15

Dati tecnici:

Technical data:

Lampadine Philips Miniature Infrangibili Potenza 2,25 V - 0,25 A
Philips shockproof miniature lamps 2,25 V - 0,25 A

2 batterie tipo AAA da 1,5 V consigliate quelle alcaline
n° 2 x 1,5 V alkaline batteries AAA type



S0690-2

Contenuto/Contents:

- 0690 Ultralight Mirror
- 0691 Ultralight Retractor
- 2772-1 Locking Tray -Mini-

