



ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS

Estrazione

Extractive



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*




Pinze per Estrazione - Campo di Applicazione

Extracting Forceps - Range of Application

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...CON PROFILO
RITENTIVOWITH SERRATED
TIPS

Per una più facile identificazione d'uso dello strumento, tutte le pinze Asa Dental riportano all'interno del manico la designazione grafica internazionale.

All forceps have international designation for better identification.



	Inferiori/Lower	Superiori/Upper	Incisivi e canini Incisors and canines	Premolari Premolars	Molari Molars	Radici Roots	Denti del giudizio Third molars	Per bambini For children	Pagina/Page
0100-1		•							
0100-2		•							
0100-3		•							A5
0100-4	•								
0100-7				•					
0100-8				•					
0100-13				•					
0100-17					•				
0100-18					•				A6
0100-18A					•				
0100-19							•		A7
0100-20							•		A6
0100-21					•				
0100-22					•				
0100-22L					•		•		A7
0100-22R					•		•		
0100-23					•				
0100-24					•				
0100-29						•			A8
0100-29N		•				•			
0100-30						•			
0100-31	•					•			
0100-33						•			
0100-33A						•			A9
0100-33L						•			
0100-38A						•			
0100-41						•			
0100-43A						•			
0100-44						•			A10
0100-45						•			
0100-46						•			
0100-46L						•			
0100-48						•			
0100-49						•			A11
0100-51						•			
0100-51A						•			
0100-51L						•			
0100-51LX						•			
0100-52		•				•			
0100-54					•				A12
0100-55					•				
0100-56				•					
0100-59						•			
0100-59L	•					•			A13
0100-60						•			
0100-65L					•				
0100-65R					•				
0100-66L					•				
0100-66R					•				
0100-67							•		A14
0100-67A							•		
0100-67/L							•		A15
0100-67/R							•		
0100-68						•			A14
0100-73					•				
0100-74						•			A15
0100-74M	•					•			

Pinze per Estrazioni - Campo di Applicazione

Extracting Forceps - Range of Application

	Inferiori/Lower	Superiori/Upper	Incisivi e canini Incisors and canines	Premolari Premolars	Molari Molars	Radici Roots	Denti del giudizio Third molars	Per bambini For children	Pagina/Page
0100-74N									
0100-75			•	•					
0100-79									A16
0100-79A									
0100-79C									
0100-86/L									
0100-86/R									
0100-86C					•				A17
0100-86W									
0100-87					•				
0100-89					•				
0100-90					•				A18
0100-99					•				
0100-107			•						
0100-121									
0100-145									
0100-151/									A19
0100-166				•	•				
0100-167				•	•				
0100-168			•						
0100-169			•						
0100-346									A20
0100-349									
0100-359									
0104-1			•						
0104-2					•				A21
0104-3			•	•					
0104-4					•				
0130-1			•						
0130-2			•						
0130-4			•						A22
0130-7				•					
0130-13				•					
0130-17					•				
0130-18					•				
0130-21					•				A23
0130-22					•				
0130-33									
0130-45									
0130-51A									
0130-67A									A24
0130-74									
0130-79									
0130-86C					•				
0130-89					•				
0130-90					•				
0130-145									A25
0130-151/									
0130-349									
0130-359									A24
0120-5									
0120-6									
0120-10S					•				A26
0120-16					•				
0120-17					•				
0120-18L					•				A27
0120-18R					•				

	Inferiori/Lower	Superiori/Upper	Incisivi e canini Incisors and canines	Premolari Premolars	Molari Molars	Radici Roots	Denti del giudizio Third molars	Per bambini For children	Pagina/Page
0120-23					•				
0120-53R					•				A27
0120-53L					•				
0120-65			•						
0120-69									
0120-88R					•				A28
0120-88L					•				
0120-101									
0120-150			•						
0120-150S				•					
0120-151			•						A29
0120-151S									
0120-222									
0110-37			•						
0110-39					•				
0110-39R					•				A30
0110-39L					•				
0110-51S									
0110-13S				•					
0110-22S					•				
0110-30S			•						A31
0110-33S					•				
0110-38			•						
0112-1			•						
0112-2				•					
0112-3					•				
0112-4									A32
0112-5			•						
0112-6					•				
0112-7					•				



0100-121 Pinza Ogden-Felsch per ottavi superiori
Ogden-Felsch extracting forceps for upper third molars

Set per Estrazione

► Set Strumenti per Estrazione e per la Chirurgia Orale

► Instruments SET for Extraction and Oral Surgery



S0100-1

Contenuto/Contents: 0100-1, 0100-17, 0100-18, 0100-79, 0100-67A, 0100-51A, 0100-13, 0100-22

S0100-2

Contenuto/Contents: 0100-1, 0100-7, 0100-17, 0100-18, 0100-4, 0100-13, 0100-22, 0100-86C



S0100-3

Contenuto/Contents: 0100-67A, 0100-51A, 0100-33, 0100-79, 0200-1, 0201-2, 0201-3, 0202-320, 0202-321

S0100-4

Contenuto/Contents: 0100-67A, 0100-51A, 0100-33, 0100-79, 0200-1, 0201-2, 0201-3, 0435-14TC, 0425-16TC



8002

Steriloil - **Contenuto/Contents:** 40 ml



Massima protezione degli strumenti in autoclave. Penetra negli snodi e lubrifica. Protegge e lubrifica gli strumenti chirurgici e dentali prima e dopo la sterilizzazione. Modalità d'uso: oliare prima e dopo la sterilizzazione le punte, gli snodi e le chiusure degli strumenti.

Best instruments' autoclaving protection. Penetrates and lubricates all instruments' joints. Protects all dental and surgical hand instruments before and after sterilization. Instructions for use: oil all tips, joints and fastening of instruments before and after sterilization.

8010

Silicone - **Contenuto/Contents:** 40 ml



Lubrificante speciale per strumenti dentali e chirurgici. Per lubrificare gli snodi di forbici, pinze per estrazione, ossivore, emostatiche, porta aghi ecc. prima e dopo la sterilizzazione. Non prosciuga durante la sterilizzazione. Protegge dalla corrosione e da altri depositi e cura il buon funzionamento degli strumenti.

Specific lubricant for dental and surgical instruments. The lubricant is designed to lubricate joints of all dental instruments (scissors, haemostatic and extracting forceps, bone rongeurs, needle holders etc.). Before and after sterilization it does not dry out during sterilization. Provides protection from corrosion and other deposits and ensures proper operation of the instruments.

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-1 Fig. 1
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-2 Fig. 2
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-3 Fig. 3
Incisivi e canini superiori sovrapposti
Overlapping upper incisors and canines



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-4 Fig. 4
Incisivi e canini inferiori
Lower incisors and canines



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-7 Fig. 7
Premolari superiori
Upper premolars



0100-1 Pinza dritta per incisivi e canini superiori
Straight extracting forceps for upper incisors and canines

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-8 Fig. 8
Premolari inferiori
Lower premolars



0100-13 Pinza curva per premolari inferiori
Curved extracting forceps for lower premolars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-13 Fig. 13
Premolari inferiori
Lower premolars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-17 Fig. 17
Molari superiori destri
Upper molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-20 Fig. 20
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-18A Fig. 18A
Molari superiori
Upper molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-18 Fig. 18
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-21 Fig. 21
Molari inferiori
Lower molars

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-19 Fig. 19
Denti del giudizio superiori
Upper third molars



0100-22R Pinza Routurier per molari inferiori destri
Routurier extracting forceps for lower molars and third molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-22L Fig. 22L Routurier
Molari e denti del giudizio inferiori, sinistri
Lower molars and third molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-22 Fig. 22
Molari inferiori
Lower molars



CON PROFILO
RITENTIVO

sTIPS

0100-22R Fig. 22R Routurier
Molari e denti del giudizio inferiori, destri
Lower molars and third molars, right

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-23 Fig. 23
Molari inferiori destri
Lower molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-24 Fig. 24
Molari inferiori sinistri
Lower molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-29 Fig. 29
Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-29N Fig. 29N
Radici e incisivi superiori
Upper roots and incisors



0100-29N Pinza dritta per radici e incisivi superiori
Straight extracting forceps for upper roots and incisors



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-30 Fig. 30
Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-31 Fig. 31
Radici e incisivi inferiori
Lower roots and incisors

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-33 Fig. 33

Radici inferiori
Lower roots



0100-38A Pinza curva per denti inferiori fratturati o parzialmente rotti

Curved extracting forceps for fractured or decayed lower teeth



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-33A Fig. 33A

Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-38A Fig. 38A

Denti inferiori fratturati o parzialmente rotti
Fractured or decayed lower teeth



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-33L Fig. 33L

Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-41 Fig. 41

Radici superiori
Upper roots

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-43A Fig. 43A

Denti superiori fratturati o parzialmente rotti
Fractured or decayed upper teeth



0100-45 Pinza curva per radici inferiori
Curved extracting forceps for lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-44 Fig. 44

Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-45 Fig. 45

Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-46 Fig. 46

Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-46L Fig. 46L

Radici inferiori
Lower roots

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-48 Fig. 48

Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-49 Fig. 49

Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-51 Fig. 51

Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-51A Fig. 51A

Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-51L Fig. 51L

Radici superiori
Upper roots

● **0100-51A** Pinza angolata per radici superiori
Angled extracting forceps for upper roots

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-51LX Fig. 51LX

Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-52 Fig. 52

Radici superiori e canini
Upper roots and canines



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-54 Fig. 54

Per separare molari superiori
For separating upper molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-55 Fig. 55

Per separare molari superiori
For separating upper molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-56 Fig. 56

Per separare molari inferiori
For separating lower molars



0100-55 Pinza per lussazione ultimo molare superiore
Extracting forceps for separating upper last molar

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-59 Fig. 59
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-59L Fig. 59L
Radici incisivi inferiori
Lower incisor roots



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-60 Fig. 60
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-65L Fig. 65L
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0100-65R Fig. 65R
Molari superiori destri
Upper molars, right



0100-65L Pinza per molari superiori sinistri vista palatale
Extracting forceps for upper left molars palatal sight

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-66L Fig. 66L

Molari superiori sinistri
Upper molars, left



0100-68 Pinza per molari e radici inferiori
Extracting forceps for lower roots and molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-66R Fig. 66R

Molari superiori destri
Upper molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-67A Fig. 67A

Denti del giudizio superiori
Upper third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-67 Fig. 67

Denti del giudizio superiori
Upper third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-68 Fig. 68

Radici inferiori
Lower roots

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-67/L Fig. 67 1/2 L

Denti del giudizio superiori, sinistri
Upper third molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-67/R Fig. 67 1/2 R

Denti del giudizio superiori, destri
Upper third molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-73 Fig. 73

Molari inferiori
Lower molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-74 Fig. 74

Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-74M Fig. 74M

Radici inferiori
Lower roots



• **0100-67/L** Pinza per denti del giudizio superiori sinistri
Extracting forceps for upper left third molars

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-74N Fig. 74N

Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-75 Fig. 75

Canini e premolari inferiori
Lower canines and premolars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-79 Fig. 79

Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-79A Fig. 79A

Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-79C Fig. 79C

Denti del giudizio inferiori
Lower third molars

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



0100-86/L Fig. 86 1/2 L Routurier
Denti del giudizio inferiori sinistri
Lower third molars, left



0100-86/R Fig. 86 1/2 R Routurier
Denti del giudizio inferiori destri
Lower third molars, right



0100-86C Fig. 86C
Molari inferiori
Lower molars



0100-86W Fig. 86W White - cm. 17
Pinza per lussazione ultimo molare inferiore
Extracting forceps for lower last molar



0100-86W Pinza per lussazione ultimo molare inferiore
Extracting forceps for lower last molar

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



0100-87 Fig. 87

Molari inferiori cariati o corone rotte
Lower decayed molars or broken crowns



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS



0100-89 Fig. 89

Molari superiori destri
Upper molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS



0100-90 Fig. 90

Molari superiori sinistri
Upper molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS



0100-99 Fig. 99

Molari inferiori con corona rotta
Lower molars with broken crowns



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS



0100-107 Fig. 107

Canini superiori
Upper canines

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-121 Fig. 121 Ogden-Felsch
Denti del giudizio superiori
Upper third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-145 Fig. 145
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-151/ Fig. 151 1/2
Radici superiori
Upper roots



0100-166 Fig. 166 Trotter
Pinza universale per denti superiori, in
particolare molari e premolari
Universal extracting forceps for upper
teeth, in particular molars and premolars



0100-167 Fig. 167 Trotter
Pinza universale per denti inferiori in
particolare molari e premolari
Universal extracting forceps for lower
teeth, in particular molars and premolars

● **0100-121** Pinza Ogden-Felsch per ottavi superiori
Ogden-Felsch extracting forceps for upper third molars

Pinze per Estrazione

Extracting Forceps

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-168 Fig. 168 Trotter
Canini superiori
Upper canines



0100-349 Pinza dritta per radici superiori
Straight extracting forceps for upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-169 Fig. 169 Trotter
Canini inferiori
Lower canines



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-349 Fig. 349
Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-346 Fig. 346
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0100-359 Fig. 359
Radici inferiori
Lower roots

Pinze per Estrazione - Mead

Extracting Forceps - Mead Pattern



0104-1 Fig. 1

Pinza universale per incisivi e canini superiori
Universal extracting forcep for upper incisors and canines



0104-2 Fig. 2

Molari superiori
Upper molars



0104-3 Fig. 3

Incisivi, premolari e radici inferiori
Lower incisors, premolars and roots



0104-4 Fig. 4

Molari inferiori
Lower molars

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



0130-1 Fig. 1
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



0130-2 Fig. 2
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



0130-4 Fig. 4
Incisivi e canini inferiori
Lower incisors and canines



0130-7 Fig. 7
Premolari superiori
Upper premolars



0130-13 Fig. 13
Premolari inferiori
Lower premolars

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-17 Fig. 17
Molari superiori destri
Upper molars, right



0130-17 Pinza per molari superiori destri
Extracting forceps for upper right molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-18 Fig. 18
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-21 Fig. 21
Molari inferiori
Lower molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-22 Fig. 22
Molari inferiori
Lower molars




CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-33 Fig. 33
Radici inferiori
Lower roots

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-45 Fig. 45
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-51A Fig. 51A
Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-67A Fig. 67A
Denti del giudizio superiori
Upper third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-74 Fig. 74
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-79 Fig. 79
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-86C Fig. 86C
Molari inferiori
Lower molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-359 Fig. 359
Radici inferiori
Lower roots

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico

Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-89 Fig. 89
Molari superiori destri
Upper molars, right



0130-151/ Pinza per radici superiori
Extracting forceps for upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS


0130-90 Fig. 90
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-151/ Fig. 151 1/2
Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-145 Fig. 145
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0130-349 Fig. 349
Radici superiori
Upper roots

Pinze per Estrazione Forma Americana

Extracting Forceps - American Pattern



0120-5 Fig. 5 Physick
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



0120-6 Fig. 6
Pinza per separare
Separating forceps



0120-10S Fig. 10S
Molari superiori
Upper molars



0120-16 Fig. 16
Molari inferiori
Lower molars



0120-17 Fig. 17
Molari inferiori
Lower molars

Pinze per Estrazione Forma Americana

Extracting Forceps - American Pattern



0120-18L Fig. 18L Harris
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



0120-18L Pinza Harris per molari superiori sinistri
Harris extracting forceps for upper left molars



0120-18R Fig. 18R Harris
Molari superiori destri
Upper molars, right



0120-23 Fig. 23
Molari inferiori
Lower molars



0120-53R Fig. 53R
Molari superiori destri
Upper molars, right



0120-53L Fig. 53L
Molari superiori sinistri
Upper molars, left

Pinze per Estrazione Forma Americana

Extracting Forceps - American Pattern

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®



0120-65 Fig. 65
Incisivi e radici superiori
Upper incisors and roots



0120-69 Fig. 69 Tomes
Radici superiori e inferiori
Upper and lower roots



0120-88R Fig. 88R Nevius
Molari superiori destri
Upper molars, right



0120-88L Fig. 88L Nevius
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



0120-101 Fig. 101 Hull
Denti di latte
Deciduous teeth

Pinze per Estrazione Forma Americana

Extracting Forceps - American Pattern



0120-150 Fig. 150 Cryer
Incisivi, premolari e radici superiori
Upper incisors, premolars, roots



0120-150 Pinza Cryer per incisivi, premolari e radici superiori
Cryer extracting forceps for upper incisors, premolars and roots



0120-150S Fig. 150S Cryer
Denti superiori (per bambini)
Upper teeth (for children)



0120-151 Fig. 151 Cryer
Incisivi premolari e radici inferiori
Lower incisors, premolars, roots



0120-151S Fig. 151S Cryer
Denti inferiori (per bambini)
Lower teeth (for children)



0120-222 Fig. 222
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars

Pinze per Estrazione per Bambini

Extracting Forceps for Children

S0110

Contenuto/Contents: 0110-37, 0110-39, 0110-39R, 0110-39L, 0110-51S, 0110-13S, 0110-30S, 0110-33S, 0110-22S, 0110-38



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-37 Fig. 37

Incisivi superiori
Upper incisors



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-39 Fig. 39

Molari superiori
Upper molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-39R Fig. 39R

Molari superiori destri
Upper molars, right



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-39L Fig. 39L

Molari superiori sinistri
Upper molars, left



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-51S Fig. 51S

Radici superiori
Upper roots

Pinze per Estrazione per Bambini

Extracting Forceps for Children



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-135 Fig. 135

Premolari inferiori
Lower premolars



0110-225 Pinza per molari inferiori
Extracting forceps for lower molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-225 Fig. 225

Molari inferiori
Lower molars



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-335 Fig. 335

Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-305 Fig. 305

Incisivi e radici superiori
Upper incisors and roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0110-38 Fig. 38

Incisivi e canini inferiori
Lower incisors and canines

Pinze per Estrazione per Bambini - mod. Klein

Extracting Forceps for Children - Klein pattern



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0112-1 Fig. 1
Incisivi superiori
Upper incisors



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0112-2 Fig. 2
Premolari superiori
Upper premolars



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0112-3 Fig. 3
Molari superiori
Upper molars



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0112-4 Fig. 4
Radici superiori
Upper roots



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0112-5 Fig. 5
Incisivi inferiori
Lower incisors

S0112

Contenuto/Contents: 0112-1, 0112-2, 0112-3,
0112-4, 0112-5, 0112-6, 0112-7



CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0112-6 Fig. 6
Molari inferiori
Lower molars




CON PROFILO
RITENTIVO
WITH SERRATED
TIPS

0112-7 Fig. 7
Radici inferiori
Lower roots

Pinze per Radici e Frammenti

Root Splinter Forceps



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0101-1 Fig. 1 Witzel
Radici inferiori
Lower roots



CON PROFILO
RITENTIVO

WITH SERRATED
TIPS

0101-2 Fig. 2 Witzel
Radici superiori
Upper roots



0102-1 Fig. 1 Stieglitz
Frammenti di radici
Root fragments



0102-2 Fig. 2 Stieglitz
Frammenti di radici
Root fragments



0102-2 Pinza Stieglitz per frammenti di radici
Stieglitz root splinter forceps

Pinze Ossivore Alveolotome

Bone Rongeurs

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



0103-20 Pinza ossivora curva Friedman
Friedman bone rongeur, curved

■ **Pinza per tessuti**
Bone/soft tissue nipper



0103-10
Luer
cm. 15



0103-20
Friedman
cm. 14



0103-25
Mini Friedman
cm. 12



0103-60
Goldman-Fox
cm. 10

Dimensioni ridotte per accesso
in aree molto limitate

*Small size for use in limited
access areas*



0103-30
Blumenthal
cm. 15



0103-31
Blumenthal 45°
cm. 14,5



0103-32
Blumenthal 90°
cm. 14



0103-50
Mead 1A
cm. 16,5

Pinze Ossivore Alveolotome

Bone Rongeurs



0103-40
Cleveland 5
cm. 16,5



0103-45
Cleveland-Gardner
cm. 16,5

■ **Pinze ossivore doppio snodo**
Bone rongeurs, multiple action



0103-70
Mini-Ruskin
cm. 15,5



0103-70 Pinza ossivora dritta a doppio snodo Mini-Ruskin
Mini-Ruskin bone rongeur multiple action, straight



0103-71
Beyer
cm. 18

Kit Leve per Radici

Root Elevators Kit

S0200-6

Contenuto/Contents: 0200-1, 0200-4, 0201-2, 0201-3, 0220-44, 0220-45



S0200-10

Contenuto/Contents: 0200-2, 0200-3, 0200-4, 0201-2, 0201-3, 0291-2, 0291-3, 0291-1, 0202-321, 0202-320



S0244-6

Contenuto/Contents: 0244-1, 0244-2, 0244-3, 0244-4, 0244-5, 0244-6



Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile
With stainless steel handle



0234-1 Leva per radici inferiori Hylin
Hylin lower roots elevator

4 mm



0234-1
Fig. 1
Hylin

3,6 mm



0234-2
Fig. 2
Hylin

3,6 mm



0234-3
Fig. 3
Hylin



0234-4
Fig. 4
Hylin



0231-2
Fig. 2
London Hospital



0231-3
Fig. 3
London Hospital



0233-2
Fig. 2



0232-1
Fig. 1
Coleman



0233-1
Fig. 1

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle

3 mm



0200-1
Fig. 1B
Bein

4 mm



0200-2
Fig. 2B
Bein

3 mm



0200-3
Fig. 3B
Bein

4 mm



0200-4
Fig. 4B
Bein

3,2 mm



0200-5
Fig. 5B
Bein

3,8 mm



0200-6
Fig. 6B
Bein



0200-1 Leva Bein per radici superiori
Bein upper root elevator

3 mm



0201-1
Fig. 1F
Fluhr



0201-2
Fig. 2F
Fluhr



0201-3
Fig. 3F
Fluhr



0205-4B
Fig. 4B SA
Schmeckeblat
Apexo



0205-5B
Fig. 5B SA
Schmeckeblat
Apexo



0205-4
Fig. 4 SA
Schmeckeblat
Apexo



0205-5
Fig. 5 SA
Schmeckeblat
Apexo

Punta incavata
Concave tip

Punta piatta
Flat tip

Leve per Radici con punte Elicoidali

Helicoidal Root Elevators


■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0244-1
Fig. 1K
Kopp

2,5 mm



0218-1
Fig. 1

3,6 mm



0244-2
Fig. 2K
Kopp

4,2 mm



0244-3
Fig. 3K
Kopp

4,2 mm




0244-4
Fig. 4K
Kopp

3,8 mm



0244-5
Fig. 5K
Kopp

0244-6
Fig. 6K
Kopp



● 0218-3 Leva per radici superiori con punta elicoidale
Upper root elevator with helicoidal tip

■ Punta elicoidali
Helicoidal tips

2,5 mm



0218-2
Fig. 2

4,5 mm



0218-3
Fig. 3

4,5 mm



0218-4
Fig. 4

3,3 mm



0219-1
Fig. 1

0219-2
Fig. 2

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile
With stainless steel handle



0206-71
Fig. 71
Miller-Apexo



0206-72
Fig. 72
Miller-Apexo



0206-73
Fig. 73
Miller-Apexo



0206-74
Fig. 74
Miller-Apexo



0207-19
Fig. 19



0207-20
Fig. 20



0208-34S
Fig. 34S
Seldin



0208-34
Fig. 34
Seldin



0208-2S
Fig. 2S
Seldin



0208-3S
Fig. 3S
Seldin

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0209-1L
Fig. 1L
Seldin



0209-1R
Fig. 1R
Seldin



0209-4L
Fig. 4L
Seldin



0209-4R
Fig. 4R
Seldin



0210-51
Fig. 51
Curtis



0210-52
Fig. 52
Curtis



● **0209-1L** Leva Seldin per radici o frammenti
Seldin root or fragment elevator



0211-11
Fig. 11
Stout



0211-11A
Fig. 11A
Stout




0213-12
Fig. 12

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0214-A
Fig. A
Cogswell



0215-301
Fig. 301
Apexo



0215-302
Fig. 302
Apexo



0215-303
Fig. 303
Apexo



0216-01W
Fig. 301W
Seldin



0216-04W
Fig. 304W
Seldin



0217-1
Fig. 1H
Heidbrink



0217-2
Fig. 2H
Heidbrink



0217-40
Fig. 40H
Heidbrink



0217-41
Fig. 41H
Heidbrink

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile
With stainless steel handle



0220-44
Fig. 44
Cryer



0220-45
Fig. 45
Cryer



0220-25
Fig. 25
Cryer



0220-26
Fig. 26
Cryer



0220-31
Fig. 31
Cryer



0220-32
Fig. 32
Cryer



0218-81A
Fig. 81A



0221-A1C
Fig. A1C
Coupland



0221-A2C
Fig. A2C
Coupland



0221-A3C
Fig. A3C
Coupland



● **0220-44** Leva Cryer per radici o frammenti
Cryer root or fragment elevator

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile
With stainless steel handle



0222-190
Fig. 190



0222-191
Fig. 191



0223-15
Fig. 15
Woodward



0223-16
Fig. 16
Woodward



0229-1C
Fig. 1C
Coupland



0229-2C
Fig. 2C
Coupland



0229-3C
Fig. 3C
Coupland



0230-11M
Fig. 11M
Mac Millan



0230-12M
Fig. 12M
Mac Millan



0230-13M
Fig. 13M
Mac Millan



0228-31F
Fig. 31F
Friedman



0228-32F
Fig. 32F
Friedman



● 0228-31F Leva per radici inferiori Friedman
Friedman lower roots elevator

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0242-1
Fig. 1



0240-1
Fig. 1
Bein



0242-2
Fig. 2



0241-2
Fig. 2
Flohr

0241-3
Fig. 3
Flohr




0243-7
Fig. 7
Cryer



0243-8
Fig. 8
Cryer



0240-2
Fig. 2
Bein




0240-3
Fig. 3
Bein



0240-4
Fig. 4
Bein



0240-5
Fig. 5
Bein



0240-6
Fig. 6
Bein

Leve per Radici con Manico Anatomico

Root Elevators with Anatomically Shaped Handle

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0250-1
Fig. 1B
Bein

3 mm

4 mm

3 mm

4 mm

3,2 mm

3,8 mm



0250-2
Fig. 2B
Bein



0250-3
Fig. 3B
Bein



0250-4
Fig. 4B
Bein



0250-5
Fig. 5B
Bein



0250-6
Fig. 6B
Bein



● **0250-1** Leva di Bein per radici con manico anatomico
Bein root elevator with anatomically shaped handle



0251-1
Fig. 1F
Flohr



0251-2
Fig. 2F
Flohr



0251-3
Fig. 3F
Flohr



0255-4
Fig. 4 SA
Schmeckeblat-Apexo



0255-5
Fig. 5 SA
Schmeckeblat-Apexo

Leve per Radici con Manico Anatomico

Root Elevators with Anatomically Shaped Handle

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0256-71
Fig. 71
Miller-Apexo



0256-72
Fig. 72
Miller-Apexo



0259-4L
Fig. 4L
Seldin



0259-4R
Fig. 4R
Seldin



0267-1
Fig. 1H
Heidbrink



0267-2
Fig. 2H
Heidbrink



0267-41
Fig. 41H
Heidbrink



0265-301
Fig. 301
Apexo



0266-01W
Fig. 301W
Seldin



0270-25
Fig. 25
Cryer



0270-26
Fig. 26
Cryer



0270-44
Fig. 44
Cryer



0270-45
Fig. 45
Cryer

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile
With stainless steel handle



Walter F. Barry



0202-320
Fig. 320

Walter F. Barry



0202-321
Fig. 321

Walter F. Barry



0202-322
Fig. 322

Walter F. Barry



0202-323
Fig. 323

Walter F. Barry



0202-350
Fig. 350

Walter F. Barry



0202-351
Fig. 351

Walter F. Barry



0202-370
Fig. 370

Walter F. Barry



0202-371
Fig. 371

Walter F. Barry



Lecluse



0203-1
Fig. 1LC
Lecluse



0203-1 Leva Lecluse per lussazione ottavo inferiore
Lecluse elevator for lower third molar dislocation

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Leve per Radici

Root Elevators

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



Winter



0204-1L
Fig. 1LW
Winter



0204-1R
Fig. 1RW
Winter



0204-11L
Fig. 11LW
Winter



0204-11R
Fig. 11RW
Winter



0203-24
Fig. 24
Pott



0203-25
Fig. 25
Pott



0204-12L
Fig. 12LW
Winter



0204-12R
Fig. 12RW
Winter



0204-14L
Fig. 14LW
Winter



0204-14R
Fig. 14RW
Winter

Mini Leve per Frammenti di Radici

Root-Tip Picks

■ Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0290-1
Fig. 1
Heidbrink



0290-2
Fig. 2
Heidbrink



0290-3
Fig. 3
Heidbrink



0294-1
Fig. 1
Warwick-James



0294-2
Fig. 2
Warwick-James



0294-3
Fig. 3
Warwick-James



0290-1 Mini leva dritta universale Heidbrink per frammenti
Heidbrink universal mini-elevator for fragments



0291-1
Fig. 1
Heidbrink



0291-2
Fig. 2
Heidbrink



0291-3
Fig. 3
Heidbrink

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...

ASA DENTAL®

Sindesmotomi

Syndesmotomes



0296-M
cm. 11

0296-0
Fig. 0

0296-1
Fig. 1

0296-2
Fig. 2

0296-3
Fig. 3

0296-4
Fig. 4

0296-5
Fig. 5



0296-6
Fig. 6



0296-7
Fig. 7



0296-8
Fig. 8



0296-9
Fig. 9



0296-11
Fig. 11



0296-21
Fig. 21



0296-22
Fig. 22



0296-23
Fig. 23



0296-24
Fig. 24



0296-25
Fig. 25



0296-26
Fig. 26



0296-27
Fig. 27



0296-28
Fig. 28



0296-29
Fig. 29

Set di Sindesmotomi

Syndesmotomes Instruments Kit

Serie completa di 1 manico e 20 punte intercambiabili, con vassoio completo

Complete kit composed of 1 handle and 20 interchangeable tips, with complete tray



Manico universale per sindesmotomo: fase di inserimento punte
Universal handle for syndesmotome: tip insertion phase

S0296



Contenuto/Contents: 0296-M, 0296-0, 0296-1, 0296-2, 0296-3, 0296-4, 0296-5, 0296-6, 0296-7, 0296-8, 0296-9, 0296-11, 0296-21, 0296-22, 0296-23, 0296-24, 0296-25, 0296-26, 0296-27, 0296-28, 0296-29, 2700-G, 2700-L, 2700-U

Serie completa di 1 manico e 11 punte intercambiabili, con vassoio completo

Complete kit composed of 1 handle and 11 interchangeable tips, with complete tray



Sindesmotomo: fase di fissaggio punta nel manico
Syndesmotome: screwing in place

S0296-1



Contenuto/Contents: 0296-M, 0296-0, 0296-1, 0296-2, 0296-3, 0296-4, 0296-5, 0296-6, 0296-7, 0296-8, 0296-9, 0296-11, 2700-G, 2700-L, 2700-U

Portapunte per sindesmotomi, 20 fori
Syndesmotome tips holder, 20 holes



Sindesmotomo montato con punta retta fig. 0
Complete syndesmotome with straight tip fig. 0



0297-1
mm. 70x40x12



Sindesmotomi

Syndesmotomes

Con manico in acciaio inossidabile

With stainless steel handle



0295-3

Sindesmotomo a "falce"
di Chompret

Chompret syndesmotome,
sickle pattern



0295-1

Fig. 1

Chompret

0295-2

Fig. 2

Chompret

0295-3

Fig. 3

Chompret

0295-4

Fig. 4

Chompret

Periotomi

Periotomes



ML1845-1

Fig. 1

ML1845-2

Fig. 2

ML1845-3

Fig. 3

Allestimenti Asa

Asa Presentation

Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...



9000-10

Astuccio vuoto per 12 pinze e 26 strumenti
Empty case for 12 extracting forceps and 26 instruments



S9000-10

Astuccio porta strumenti e pinze, completo di 39 strumenti base
Case for instruments and pliers, with 39 instruments

Contenuto/Contents:

0100-1, 0100-4, 0100-13, 0100-22, 0100-51A, 0100-67A, 0100-79, 0100-145, 0100-151/, 0100-33, 0100-7, 0100-68, 0480-1, 0480-5, 0200-1, 0201-1, 0201-2, 0201-3, 0304-2TC, 0335-1, 0435-14TC, 0446-14TC, 0601-2, 0700-23, S2002-6, MV1807-08, MV1807-12, MV1807-14, MV1850-M9, 1700-1, 1700-2, 1200-2, 1204-2, 1208-2, 1102-2, MV2000-1, MV2000-2, 2801-L3, 2803-U3, 9000-10

9000-11

Astuccio vuoto per 35 strumenti
Empty case for 35 instruments



S9000-11

Astuccio porta strumenti completo di 35 strumenti base, per chirurgia orale
Case for instruments, with 35 instruments, for oral surgery

Contenuto/Contents:

0304-1, 0304-2, 0304-3, 0305-3, 0320-1, 0320-2, 0313-1, 0305-1, 0335-1, 0352, 0350-5, 0350-5A, 0405-14TC, 0415-15TC, 0425-16TC, 0435-14TC, 0430-17, 0446-14TC, 2616-1, 0620-1, 0622-1, 0624-1, 0630-1, 0630-2, MV1850-M9, MV1850-GF, MV1851-PR3, MV2000-1, MV2000-2, MV2000-3, MV2000-4, MV2001-85, MV2001-86, MV2001-87, MV2001-88